

## pHmetros de Bolso

Medição precisa do pH em campo.

O medidor de pH portátil, tipo de bolso é um instrumento que realiza uma ampla gama de tarefas, ideal para aquários, alimentos, bebidas, escolas, indústrias, laboratórios, piscinas, entre outros. Modelos com visor LCD de fácil uso e rápida resposta.



Cód. PH-002



Cód. PH-003

**CARACTERÍSTICAS:**

**PH-002**

**PH-003**



Sensor de vidro de rápida resposta

Visor LCD

Presilha na parte posterior

Botão de calibração automática



Visor LCD com indicação dupla (pH e temperatura)

Função HOLD (congelamento de leitura).



3 baterias tipo "botão" (LR44) não inclusas

sensor de temperatura

referência externa

sensor de vidro

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**

Equipamento:	PH-002	PH-003	
<b>pH</b>	Faixa de medição:	0,00~14,00pH	0,00~14,00pH
	Resolução:	0,01pH	0,01pH
	Precisão:	±0,01pH	±0,01pH
<b>Temperatura</b>	Faixa de medição:	-	0,1~60,0°C
	Resolução:	-	0,1°C
	Precisão:	-	±0,5°C
Alimentação:	2x 1,5V (LR44)*	3x 1,5V (LR44)*	
Temperatura de operação:	0~60°C	0~60°C	
Calibração:	3 pontos, calibração automática	3 pontos, calibração automática	
Dimensões:	155 x 31 x 18mm	183 x 37 x 37mm	
Peso:	50g	80g	

\*Baterias não inclusas.

**CONTEÚDO:**

- 1 medidor de pH portátil;
- 1 estojo de armazenamento;
- 1 manual de operação;
- Sache inicial de pH.

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

**\*30 dias de garantia exceto eletrodo para o PH-002 e 60 dias de garantia exceto eletrodo para o PH-003.**

Importado e distribuído por:



MODELO PH-003

**SATRA**