

pHmetro de Bancada com Calibração Automática

para pH, mV (ORP) e Temperatura

Cód. PHS-3E-BI

O PHS-3E possui uma tela LCD de fácil visualização que demonstra as leituras de pH, mV e temperatura aferidas pelo instrumento. Calibração automática até 3 pontos (neutro + ácido ou neutro + básico). Estável e de fácil operação, realiza compensação de temperatura automática ou configuração manual.



CARACTERÍSTICAS:



- Tela de LCD;
- Calibração automática;
- Realiza compensação de temperatura automática ou manual.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

	pH	mV (ORP)	Temperatura (°C)
Alcance:	0,00 ~ 19,99	-1999,00 ~ +1999,00	0,0 ~ 100,0
Resolução:	0,01	1,00	1,0
Precisão:	±0,01	±1,00	±1,0
Compensação automática:	-	-	0,0 ~ 100,0
Calibração:	Automática até 3 pontos		
Alimentação:	Bivolt com chave seletora, 110v ou 220v		
Dimensões (L x A x C):	175 x 95 x 275mm		
Peso:	1kg		
Condições de operação:	Temperatura: 5 ~ 40°C. Umidade Relativa: ≤85%		

CONTEÚDO:

- 1 medidor de pH, ORP e temperatura;
- 1 eletrodo de pH de plástico (E-64);
- 1 sonda de temperatura;
- 1 suporte para eletrodos e sonda;
- 1 cabo de alimentação;
- 1 manual de operação em português.



OPCIONAIS:

- ORP-501: Eletrodo ORP;
- E-65: Eletrodo de pH de vidro.

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

SATRA

Importado e distribuído por:

