

Simplifique o Monitoramento

Automatize a contagem e
obtenha resultados em segundos



**Contador
de Colônias**

BIOCC-NM-90-BI



IONLAB | bioCELL

APRESENTAÇÃO

Contador de Colônias, uma solução revolucionária para suas necessidades em microbiologia. Desenvolvido com excelência e precisão, nosso contador é a escolha ideal para laboratórios de todos os portes, desde instituições acadêmicas até instalações industriais.

Nosso contador utiliza tecnologia de ponta para garantir a contagem precisa de colônias bacterianas e fúngicas. Com algoritmos avançados e métodos de iluminação otimizados, você pode confiar plenamente nos resultados de suas análises.




Projetado com uma interface intuitiva e simples, nosso contador dispensa a necessidade de canetas especiais. Ele realiza a contagem com qualquer caneta do mercado, proporcionando maior conveniência e economia.

Nosso contador acompanha um suporte ajustável de inclinação, permitindo que você trabalhe com um ângulo de visão confortável de 10 a 25°. Essa funcionalidade ergonômica garante uma experiência de contagem mais confortável e eficiente.

Estamos comprometidos em fornecer suporte técnico contínuo e atendimento ao cliente excepcional. Nossa equipe de especialistas está sempre disponível para responder a suas perguntas e garantir que você obtenha o máximo de sua experiência.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



- ✔ Fonte de luz interna em LED, criando uma perspectiva ideal que ajuda o operador na contagem de bactérias de difícil visualização;
- ✔ Este equipamento permite a utilização de qualquer caneta de marcação, sem a necessidade de adaptação ou uso de acessórios específicos, o usuário pode usar qualquer caneta de ponta porosa para fazer a marcação de contagem;
- ✔ Contador digital com possibilidade de contabilizar as colônias diretamente nos botões do painel ou através da caneta de contagem;
- ✔ Suporte ajustável de inclinação, permitindo que você trabalhe com um ângulo de visão confortável de 10 a 25°.
- ✔ O equipamento emite um sinal sonoro durante a contagem;
- ✔ Lupa superior com aumento de 2X ~ 5X com braço articulável (haste) para melhor posicionamento da lupa e iluminação LED.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Diâmetros das placas	090mm
Capacidade do contador	0 ~ 9999
Ampliação	2X ~ 5X
Tensão	Bivolt
Potência	25W
Peso	1,5kg
Dimensões (L X P X A)	25 x 34,8 x 18

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

✓ 1 Contador de Colônia

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação



CONFIRA O VÍDEO DA BIOCC-NM-90-BI



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Equipamento fabricado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Siga a IONLAB

