

Tecnologia para Avançar Seus Tratamentos

Plasma Gel Baby com
Aquecimento até 100°C



Plasma Gel Baby com
Aquecimento até 100°C

PGA-BABY-BI

Registro na
ANVISA

81906560005

IONLAB | VULCAN

APRESENTAÇÃO

O plasma gel marca é um equipamento muito importante para transformar o plasma sanguíneo em material de preenchimento autólogo (gel). Possui um sistema avançado, preciso e uniforme do aquecimento. Com boas características, nenhum efeito tóxico e sem efeitos colaterais.

É um equipamento intuitivo com fácil configuração e utilização, além de ter controle microprocessado. O modelo Plasma Gel Baby possui um belíssimo design e é extremamente compacto. Amplamente utilizado para a reação das amostras, preparação de gel de PRP e coagulação sérica do sangue.

BLOCOS DISPONÍVEIS

4 SERINGAS



4 seringas de 20 mL
(5 furos de Ø23,5mm)

6 SERINGAS



6 seringas de 10 mL
(6 furos de Ø18,5mm)

16 SERINGAS



6 seringas de 1 mL
(6 furos de Ø8,5mm)
6 seringas de 3 mL
(6 furos de Ø12mm)
4 seringas de 5 mL
(4 furos de Ø14mm)

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



CONFIRA O VÍDEO DA PGA-BABY-BI



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tempo de Aquecimento do Bloco	10 minutos
Faixa de Temperatura*	Ambiente ~ 100°C
Precisão da Temperatura do Controlador	± 0,5%
Resolução	1°C
Uniformidade	± 1%
Sensor	PT100
Timer	entre 1 a 999 minutos
Ajuste do Tempo	a cada 1 minuto
Potência	100W
Tensão	Bivolt
Dimensões (L X P X A) Cm	17x17x12
Peso	1,8kg

*Referente à temperatura da chapa.

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Plasma Gel Baby Digital;
- ✓ 1 Manual de instruções em português.

OPCIONAIS

- ✓ Bloco de Resfriamento

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento fabricado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Siga a IONLAB

