

Agitação Eficiente e Uniforme

Conheça o Agitador Tipo Gangorra

Imagens meramente ilustrativas



Agitador tipo Gangorra
Analógico

AGGAN

 IONLAB | SATRA

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



MOTOR SELADO

- ✓ Sem ruído e manutenção zero



MOVIMENTO GANGORRA

- ✓ Realiza um balanço de ondulação para cima e para baixo de 25°



BASE ANTIDERRAPANTE

- ✓ Com correia de aperto para diversos recipientes



ALMOFADA DE SUPORTE ADAPTADA

- ✓ Para diferentes tamanhos de tubos de ensaio e recipientes tubulares

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MÉTODO DE OPERAÇÃO	Balanço para cima e para baixo
VELOCIDADE DE OSCILAÇÃO	15rpm
ÂNGULO DE OSCILAÇÃO	±25°
TENSÃO	110 ou 220V
POTÊNCIA	6W
TAMANHO DA PLATAFORMA	252x170mm
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (LxPxA)	346x196x95mm
PESO	2,5kg



CONFIRA O VÍDEO DA AGGAN



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Agitador tipo Gangorra;
- ✓ 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136;
- ✓ 1 Manual de instruções.

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

