

O Parceiro Ideal para Seus Ensaios

Agitador Tipo Roller de Alta Performance

Imagens meramente ilustrativas



Agitador tipo Roller
Digital

AGROL


 IONLAB | SATRA

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Específico para reagentes secos, congelados e misturas de líquidos em frascos selados. Utilizado principalmente para misturar o sangue de tubos anticoagulante.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



SISTEMA DE CONTROLE DE VOLTAGEM, INIBINDO A INTERFERÊNCIA ELÉTRICA

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARREGAMENTO MÁXIMO	1kg
MÉTODO DE OPERAÇÃO	Roller
MODO DE OPERAÇÃO	Constante / Avançando
VELOCIDADE	20 ~ 100rpm
PRECISÃO	±3rpm
ÂNGULO DO BALANÇO	22mm ±1mm
INTERVALO DE TEMPO	1 ~ 999min.
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP21
TENSÃO	Bivolt
POTÊNCIA	10W
COMPRIMENTO DO ROLO	236mm
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO	410x270x100mm
PESO	4kg



CONFIRA O VÍDEO DA AGROL



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Agitador tipo Roller;
- ✓ 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136;
- ✓ 1 Manual de instruções.

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

