

# Agitação Potente e Confiável

## Eficiência em Seu Laboratório

Imagens meramente ilustrativas



Agitador Vortex  
**VX-18**

 IONLAB | SATRA

# APRESENTAÇÃO

## TECNOLOGIA

Com velocidade de 2800rpm, são ideais para diversas rotinas laboratoriais, sendo utilizado para a agitação e homogeneização de líquidos contidos em pequenos tubos ou frascos.

## VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



### MOTOR

- ✓ com baixo nível de ruído e manutenção zero




### MOVIMENTO DE AGITAÇÃO ORBITAL



### PÉS DE BORRACHA

- ✓ tipo ventosa para evitar o deslocamento do equipamento e diminuir a vibração na bancada



### CONSTRUÇÃO

- ✓ Compacto, com base em aço e estrutura externa com revestimento (epóxi) para reduzir a corrosão



### PLATAFORMA

- ✓ Plataforma cônica para tubos, fabricada em borracha, com diâmetro de Ø45mm

### DOIS MODOS DE OPERAÇÃO

contínuo através do botão, ou toque através de pulso pressionando a parte superior

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	VX-18
VELOCIDADE	2800rpm
MÉTODO DE FUNCIONAMENTO	Constante
DIÂMETRO DE ÓRBITA DE AGITAÇÃO	3/4mm
CARGA MÁXIMA	1kg
PLATAFORMA DE TRABALHO	Ø45mm
TENSÃO	110 ou 220v
POTÊNCIA DE SAÍDA	30W
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP21
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO	Ø110x150mm
PESO	2,5kg



CONFIRA O VÍDEO DA VX-18



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

## O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Agitador tipo Vórtex;
- ✓ 1 Plataforma cônica de borracha para tubos;
- ✓ 1 Cabo de força 3 pinos;
- ✓ 1 Manual de instruções.

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado  
e distribuído por:



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Assistência técnica  
PERMANENTE

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

