

# Agitação Rápida e Confiável

Descubra o Agitador Vortex

Imagens meramente ilustrativas



Agitador Vortex  
Digital Bivolt

**VX-28-DIG-BI**

 IONLAB | SATRA

# APRESENTAÇÃO

## TECNOLOGIA

Com velocidade ajustável, são ideais para diversas rotinas laboratoriais, sendo utilizado para a agitação e homogeneização de líquidos contidos em pequenos tubos ou frascos.

## VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS




### MOTOR

- ✓ com baixo nível de ruído e manutenção zero



### MOVIMENTO DE AGITAÇÃO ORBITAL



### PÉS DE BORRACHA

- ✓ Tipo ventosa para evitar o deslocamento do equipamento e diminuir a vibração na bancada



### QUALIDADE

- ✓ Mecanismo de agitação de alta resistência.



### CONSTRUÇÃO

- ✓ Compacto, com base em aço e estrutura externa com revestimento (epóxi) para reduzir a corrosão

### DOIS MODOS DE OPERAÇÃO

Contínuo através do botão, ou por aproximação. (Funciona automaticamente sempre que a mão é posicionada sobre a superfície de agitação).

4 Plataformas intercambiáveis disponíveis para Tubos, Microtubos e Frascos.



<b>Plataforma cônica para tubos</b>	<b>Plataforma cônica para tubos</b>	<b>Plataforma plana para frascos até 250ml</b>	<b>Plataforma plana para 12 microtubos de 1,5/2,0ml e 12 microtubos de 0,5ml</b>
Fabricada em plástico Diâmetro: Ø25mm	Fabricada em borracha Diâmetro: Ø45mm	Fabricada em borracha com suporte plástico Diâmetro: Ø80mm	Fabricada em EVA com suporte plástico Diâmetro: Ø95mm

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>MODELO</b>	<b>VX-28-DIG-BI</b>
<b>VELOCIDADE AJUSTÁVEL</b>	<b>Até 2800rpm</b>
<b>DIÂMETRO DE ÓRBITA DE AGITAÇÃO</b>	<b>4mm</b>
<b>CARGA MÁXIMA</b>	<b>1kg</b>
<b>TENSÃO</b>	<b>Bivolt com chave seletora</b>
<b>POTÊNCIA DE SAÍDA</b>	<b>60W</b>
<b>DIMENSÕES (LxCxA)</b>	<b>140x205x165mm</b>
<b>PESO</b>	<b>4,4kg</b>



CONFIRA O VÍDEO DA VX-28-DIG-BI



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

### O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 agitador tipo vórtex;
- ✓ 1 plataforma cônica de borracha para tubos;
- ✓ 1 plataforma cônica de plástico para tubos;
- ✓ 1 plataforma plana de borracha para frascos com suporte plástico;
- ✓ 1 plataforma de espuma para microtubos com suporte plástico;
- ✓ 1 cabo de força 3 pinos;
- ✓ 1 manual de instruções.

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Assistência técnica  
PERMANENTE

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

