

# Precisão e Rapidez

Agitador Vortex de  
Alta Performance

Imagens meramente ilustrativas



Agitador Vortex  
**VX-35**

 IONLAB | SATRA


# APRESENTAÇÃO

## TECNOLOGIA

O Agitador Vórtex VX-35 é caracterizado por seu tamanho compacto e agitação rápida e completa. Sua agitação proporciona ao líquido uma forma de vórtice que mistura todas as soluções de teste presas à parede do tubo.

Adequado para mistura uniforme de líquidos em tubos de ensaio em geral, tubos de centrifugação, frascos, separadores de líquidos e funis. Fácil manuseio até mesmo para medicamentos incompatíveis, como eritromicina e soluções de coloração.

## VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	VX-35-BI
VELOCIDADE AJUSTÁVEL	Até 3500rpm
DIÂMETRO DE ÓRBITA DE AGITAÇÃO	4,5mm
CARGA MÁXIMA	50ml
DIÂMETRO DO TUBO	35mm
POTÊNCIA	5W
TENSÃO	Bivolt
PESO	540g
DIMENSÕES (LxCxA)	110x110x75mm



CONFIRA O VÍDEO DA VX-35-BI



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

## O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Agitador digital Vórtex;
- ✓ 1 Cabo de força;
- ✓ 1 Manual de instruções.

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado  
e distribuído por:



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Assistência técnica  
PERMANENTE

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

