

Movimento Tridimensional para Ensaio Avançados

Imagens meramente ilustrativas



**Agitador Tridimensional
Analógico**

AGTRI

IONLAB | SATRA

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Ideal para homogeneização de amostras, em tubos de sangue ou tubos de centrifugação, de forma suave e sem a formação de espuma.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS

QUALIDADE

- ✓ Plataforma de ferro com pintura anticorrosiva e revestida de manta de borracha antiderrapante

TUBOS DE DIFERENTES TAMANHOS

ROTAÇÃO CIRCULAR 3D

- ✓ Realiza operações em 3 Dimensões com ângulo de 20° (Pode ser personalizado)

DESIGN COMPACTO

- ✓ Projetado em ferro e com motor selado

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CARREGAMENTO MÁXIMO	800g
MÉTODO DE OPERAÇÃO	Rotação tridimensional
MODO DE OPERAÇÃO	Contínuo
VELOCIDADE	20rpm
TIPO DE MOTOR	Motor CA
ÂNGULO DE INCLINAÇÃO	20°
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP21
TENSÃO	110 ou 220V
POTÊNCIA	6W
TAMANHO DA PLATAFORMA	240x170mm
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (LxPxA)	240x170x150mm
PESO	2,5kg



CONFIRA O VÍDEO DA AGTRI



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Agitador tridimensional com plataforma;
- ✓ 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136;
- ✓ 1 Manual de instruções.

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

