

Transforme Seu Laboratório com Nossos Agitadores Avançados

Imagens meramente ilustrativas



KLA-230
Analogico até 230rpm



KLA-210
Analogico até 210rpm

KLD-350
Digital até 350rpm

**Agitadores VDRL
ou tipo KLINE**

KL

IONLAB | SATRA

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

São utilizados em testes de aglutinação ou floculação, principalmente em testes de Kline ou VDRL. Possui motor selado e por indução, com baixo ruído. Bandeja revestida por uma borracha resistente a corrosão.


VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



KLA-230
Analogico até 230rpm



KLA-210
Analogico até 210rpm



DISPLAY EM LED

✓ Controle de velocidade e tempo da operação



KLD-350
Digital até 350rpm



TIMER ATÉ 120MIN

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	KLA-210	KLA-230	KLD-350
CARREGAMENTO MÁXIMO	2000g	2000g	2000g
TIPO DE AGITAÇÃO	Horizontal circular (orbital)	Horizontal circular (orbital)	Horizontal circular (orbital)
MODO DE OPERAÇÃO	Tempo / Contínuo	Tempo / Contínuo	Tempo / Contínuo
VELOCIDADE	0 ~ 210rpm	0 ~ 230rpm	0 ~ 350rpm
TIMER	0 ~ 15min.	0 ~ 15min.	0 ~ 120min.
TIPO DE CONTROLE	Analógico	Analógico	Digital
RAIO DE AGITAÇÃO ORBITAL	22mm	22mm	22mm
TENSÃO	110V ou 220V	110V ou 220V	Bivolt
TAMANHO DA PLATAFORMA	315x218mm	224x152mm	420x360mm
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (LxPxA)	32x32x23cm	24x19x14cm	36x46x12cm
PESO	3,4kg	2,8kg	7,5kg



CONFIRA O VÍDEO DA KL



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Agitador de Kline;
- ✓ 1 Cabo de energia AC;
- ✓ 1 Manual de instruções.

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

