

# Resultados Uniformes e Confiáveis

## Agitadora de Microplacas

Analógico para 4 Microplacas

Imagens meramente ilustrativas



Analógico para 6 Microplacas

Agitadores de  
Microplacas

**AGMIC**

 IONLAB | SATRA

# VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS

## ALTO DESEMPENHO

- ✓ Motor silencioso

## PLATAFORMA DO TIPO ABERTA

- ✓ Espaço para 4 microplacas

## CONTROLE ANALÓGICO

- ✓ Para ajuste de velocidade e tempo

Analógico para 4 Microplacas  
**Cód: AGMIC4**

## FÁCIL DE LIMPAR E RESISTENTE AO DESGASTE

## ALTO DESEMPENHO

- ✓ Motor silencioso

- ✓ Espaço para 6 microplacas

## PLATAFORMA DE SILICONE ELÁSTICA

## CONTROLE ANALÓGICO

- ✓ Para ajuste de velocidade e tempo

Analógico para 6 Microplacas  
**Cód: AGMIC6**

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	AGMIC4	AGMIC6
CARREGAMENTO MÁXIMO	4 microplacas	6 microplacas
MÉTODO DE OPERAÇÃO	Vibração	
MODO DE OPERAÇÃO	Temporizado / Contínuo	
VELOCIDADE	600 ~ 2200rpm	700 ~ 2200rpm
INTERVALO DE TEMPO	0 ~ 60min.	0 ~ 15min.
DIÂMETRO DA ÓRBITA DE AGITAÇÃO	3,2mm	9mm
TENSÃO	110 ou 220V	
POTÊNCIA	10W	
TAMANHO DA MICROPLACA	128x86mm	
TAMANHO DA PLATAFORMA	278x188mm	278x270mm
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (LxPxA)	250x240x135mm	280x310x225mm
PESO	3,8kg	6,2kg



CONFIRA O VÍDEO DA AGMIC



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

## O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Agitador para microplacas;
- ✓ 1 Plataforma para 4 microplacas, modelo AGMIC4\*;
- ✓ 1 Plataforma para 6 microplacas, modelo AGMIC6\*;
- ✓ 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136;
- ✓ 1 Manual de instruções.

\*Conforme o modelo escolhido

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Assistência técnica  
**PERMANENTE**

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

