

Eficiência e Confiabilidade em Cada Análise

Analizador de Umidade

Imagens meramente ilustrativas



**Analizador de Humidade
de Halogênio**

AUH16-1

 IONLAB | *Bioscale*

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Utilizado para determinar o teor de umidade de praticamente qualquer substância, através do princípio da termogravimetria. Ao término da secagem, o teor de umidade ou de sólidos de sua amostra é exibido como o resultado final. A linha de analisadores de umidade da Bioscale garante determinações confiáveis de umidade em poucos minutos, utilizando uma tocha de haleto de fácil operação. O analisador de umidade com secagem pelo método de halogênio pode testar o teor de água livre de matérias-primas químicas, grãos, minerais, alimentos, produtos biológicos e farmacêuticos, entre outros.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **Prático:** Programação de temperatura padrão;
- ✓ **Controle:** Controle térmico temporizado e automático;
- ✓ **Versátil:** Informações fornecidas de umidade (%), sólido (%), peso, tempo, entre outros;
- ✓ **Qualidade:** Tela de LCD de alta resolução;

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ Analisador de Humidade de Halogénio;
- ✓ Manual em Português.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TAXA DE PESAGEM	100g
REPETIBILIDADE	1mg
REPETIBILIDADE (AMOSTRAS DE 3G)	0,2%
QUANTIDADE MÍN. DE AMOSTRA	0,5g
QUANTIDADE DE AMOSTRA IDEAL	3 ~ 10g
TEMPO DE AQUECIMENTO	1 ~ 99min. (1min. de intervalo)
FONTE DE AQUECIMENTO	Tocha de haleto
COMUNICAÇÃO	RS-232
TAXA DE AQUECIMENTO	50 ~ 160°C
TAMANHO DO PRATO	100mm
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (LxPxA)	230x350x150mm
PESO	5kg



CONFIRA O VÍDEO DO AUH16-1



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

