

Versatilidade Máxima

Caçapas para Variados
Tipos de Centrífuga



Caçapas para
Centrífugas
SÉRIE C

 IONLAB

 DAIKI CENTRÍFUGAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

REFERÊNCIAS	DESCRIPTIVO DAS CAÇAPAS	CENTRÍFUGAS						
		80-2B	80-2B-DM	80-2C	TITAN-8	TITAN-12	DT-4000-12	DT-4500
C10-90,5X20	Caçapas da centrífuga de 10ml 80-2B, 80-2C e 80-2B-DM	•	•	•				
C15-102X21,5	Caçapas da centrífuga de 15ml 80-2B, 80-2C, 80-2B-DM e TITAN-8	•	•	•	•			•
C15-93,4X21,5	Caçapas da centrífuga de 15ml 80-2B, 80-2C e 80-2B-DM	•	•	•				
C15-106X21,5	Caçapas da centrífuga de 15ml TITAN-12 e DT-4500 (24x15ml)	•				•		•
C10-95X20	Caçapas da centrífuga de 10ml DT-4500 (24x10ml)						•	•

MODELO

C10-90,5X20

FOTO ORIGINAL



DIMENSÕES:



COMPATÍVEL COM AS CENTRÍFUGAS:



CENTRÍFUGA ANALÓGICA 80-2B

Velocidade	até 4000rpm
Capacidade	12x15/10ml
Tensão	110V ou 220V



CENTRÍFUGA DIGITAL 80-2C

Velocidade	até 4000rpm
Capacidade	12x15/10ml
Tensão	110V ou 220V



CENTRÍFUGA SEMI-DIGITAL 80-2B-DM

Velocidade	até 4000rpm
Capacidade	12x15/10ml
Tensão	110V ou 220V

MODELO

C15-102X21,5

FOTO ORIGINAL



DIMENSÕES:



COMPATÍVEL COM AS CENTRÍFUGAS:



CENTRÍFUGA ANALÓGICA 80-2B e 80-2B-DM*

Velocidade	até 4000rpm
Capacidade	12x15/10ml
Tensão	110V ou 220V



CENTRÍFUGA DIGITAL DT-4500

Velocidade	até 4000rpm
Capacidade	Tubos de 5 até 50ml
Tensão	110V ou 220V



CENTRÍFUGA DIGITAL 80-2C*

Velocidade	até 4000rpm
Capacidade	12x15/10ml
Tensão	110V ou 220V




CENTRÍFUGA DIGITAL TITAN-8

Velocidade	até 5000rpm
Capacidade	8X15ml ou 8X10ml
Tensão	110V ou 220V

*Compatível com modelos antigos da Série 80.

MODELO**C15-93,4X21,5**

FOTO ORIGINAL

**DIMENSÕES:****COMPATÍVEL COM AS CENTRÍFUGAS:****CENTRÍFUGA ANALÓGICA 80-2B**

Velocidade	até 4000rpm
Capacidade	12x15/10ml
Tensão	110V ou 220V

**CENTRÍFUGA SEMI-DIGITAL 80-2B-DM**

Velocidade	até 4000rpm
Capacidade	12x15/10ml
Tensão	110V ou 220V

**CENTRÍFUGA DIGITAL 80-2C**

Velocidade	até 4000rpm
Capacidade	12x15/10ml
Tensão	110V ou 220V

MODELO**C15-106X21,5**

FOTO ORIGINAL

**DIMENSÕES:****COMPATÍVEL COM AS CENTRÍFUGAS:****CENTRÍFUGA DIGITAL TITAN-8**


Velocidade	até 5000rpm
Capacidade	8X15ml ou 8X10ml
Tensão	110V ou 220V

**CENTRÍFUGA DIGITAL DT-4500**

Velocidade	até 4000rpm
Capacidade	Tubos de até 15ml
Tensão	Bivolt

MODELO**C10-95X20**

FOTO ORIGINAL

**DIMENSÕES:****COMPATÍVEL COM AS CENTRÍFUGAS:****CENTRÍFUGA DIGITAL DT-4500**

Velocidade	até 4000rpm
Capacidade	Tubos de até 15ml
Tensão	Bivolt

**CENTRÍFUGA DIGITAL DT-4000-12**

Velocidade	até 4000rpm
Capacidade	12x10 ou 6x15ml (falcon)
Tensão	Bivolt

**CENTRÍFUGA DIGITAL TITAN-12**

Velocidade	até 5000rpm
Capacidade	12x10 ou 6x15ml (falcon)
Tensão	110V ou 220V

TABELA DE CONVERSÃO ENTRE RPM E RCF

FCR	RAIO																			
	7cm	8cm	9cm	10cm	11cm	12cm	13cm	14cm	15cm	16cm	17cm	18cm	19cm	20cm	21cm	22cm	23cm	24cm	25cm	
1000 x g	3575rpm	3344rpm	3153rpm	2991rpm	2852rpm	2730rpm	2623rpm	2528rpm	2442rpm	2364rpm	2294rpm	2229rpm	2170rpm	2115rpm	2064rpm	2016rpm	1972rpm	1931rpm	1892rpm	
1050 x g	3663rpm	3426rpm	3230rpm	3065rpm	2922rpm	2798rpm	2688rpm	2590rpm	2502rpm	2423rpm	2350rpm	2284rpm	2223rpm	2167rpm	2115rpm	2066rpm	2021rpm	1978rpm	1938rpm	
1100 x g	3749rpm	3507rpm	3306rpm	3137rpm	2991rpm	2863rpm	2751rpm	2651rpm	2561rpm	2480rpm	2406rpm	2338rpm	2276rpm	2218rpm	2165rpm	2118rpm	2068rpm	2025rpm	1964rpm	
1150 x g	3833rpm	3586rpm	3381rpm	3207rpm	3058rpm	2926rpm	2813rpm	2711rpm	2619rpm	2536rpm	2460rpm	2391rpm	2327rpm	2268rpm	2213rpm	2162rpm	2115rpm	2070rpm	2028rpm	
1200 x g	3916rpm	3663rpm	3453rpm	3276rpm	3124rpm	2991rpm	2873rpm	2769rpm	2675rpm	2590rpm	2513rpm	2442rpm	2377rpm	2317rpm	2261rpm	2209rpm	2160rpm	2115rpm	2072rpm	
1250 x g	3997rpm	3738rpm	3525rpm	3344rpm	3188rpm	3052rpm	2933rpm	2826rpm	2730rpm	2643rpm	2565rpm	2492rpm	2426rpm	2364rpm	2307rpm	2254rpm	2205rpm	2158rpm	2115rpm	
1300 x g	4076rpm	3812rpm	3594rpm	3410rpm	3251rpm	3113rpm	2991rpm	2882rpm	2794rpm	2696rpm	2615rpm	2542rpm	2474rpm	2411rpm	2353rpm	2299rpm	2248rpm	2201rpm	2157rpm	
1350 x g	4153rpm	3885rpm	3663rpm	3475rpm	3313rpm	3172rpm	3048rpm	2937rpm	2837rpm	2747rpm	2665rpm	2590rpm	2521rpm	2457rpm	2398rpm	2343rpm	2291rpm	2243rpm	2196rpm	
1400 x g	4230rpm	3958rpm	3730rpm	3539rpm	3374rpm	3230rpm	3104rpm	2991rpm	2889rpm	2798rpm	2714rpm	2638rpm	2567rpm	2502rpm	2442rpm	2386rpm	2333rpm	2284rpm	2238rpm	
1500 x g	4378rpm	4095rpm	3861rpm	3663rpm	3492rpm	3344rpm	3213rpm	3096rpm	2991rpm	2896rpm	2809rpm	2730rpm	2657rpm	2590rpm	2528rpm	2470rpm	2415rpm	2364rpm	2317rpm	
1600 x g	4522rpm	4230rpm	3988rpm	3783rpm	3607rpm	3453rpm	3318rpm	3197rpm	3089rpm	2991rpm	2901rpm	2820rpm	2744rpm	2675rpm	2611rpm	2551rpm	2494rpm	2442rpm	2393rpm	
1700 x g	4661rpm	4360rpm	4110rpm	3899rpm	3718rpm	3560rpm	3420rpm	3296rpm	3184rpm	2991rpm	2906rpm	2829rpm	2757rpm	2691rpm	2629rpm	2571rpm	2517rpm	2466rpm	2415rpm	
1800 x g	4796rpm	4486rpm	4230rpm	4013rpm	3826rpm	3663rpm	3519rpm	3391rpm	3276rpm	3172rpm	3077rpm	2991rpm	2911rpm	2837rpm	2769rpm	2705rpm	2646rpm	2590rpm	2538rpm	
1900 x g	4927rpm	4609rpm	4345rpm	4122rpm	3931rpm	3763rpm	3616rpm	3484rpm	3366rpm	3259rpm	3162rpm	3073rpm	2991rpm	2915rpm	2845rpm	2779rpm	2718rpm	2661rpm	2607rpm	
2000 x g	5055rpm	4729rpm	4458rpm	4230rpm	4033rpm	3861rpm	3710rpm	3575rpm	3453rpm	3344rpm	3244rpm	3153rpm	3068rpm	2991rpm	2919rpm	2852rpm	2789rpm	2730rpm	2675rpm	
2100 x g	5160rpm	4846rpm	4568rpm	4334rpm	4132rpm	3956rpm	3801rpm	3663rpm	3539rpm	3426rpm	3324rpm	3230rpm	3144rpm	3065rpm	2991rpm	2912rpm	2856rpm	2796rpm	2741rpm	
2200 x g	5202rpm	4960rpm	4676rpm	4436rpm	4230rpm	4049rpm	3891rpm	3749rpm	3622rpm	3502rpm	3402rpm	3306rpm	3218rpm	3137rpm	3061rpm	2991rpm	2925rpm	2863rpm	2806rpm	
2300 x g	5241rpm	5071rpm	4781rpm	4536rpm	4325rpm	4140rpm	3978rpm	3833rpm	3703rpm	3586rpm	3479rpm	3381rpm	3291rpm	3207rpm	3130rpm	3058rpm	2991rpm	2928rpm	2869rpm	
2400 x g	5278rpm	5180rpm	4884rpm	4633rpm	4418rpm	4230rpm	4064rpm	3916rpm	3783rpm	3663rpm	3554rpm	3453rpm	3361rpm	3276rpm	3197rpm	3124rpm	3055rpm	2991rpm	2930rpm	
2500 x g	5292rpm	5267rpm	4965rpm	4729rpm	4509rpm	4317rpm	4147rpm	3997rpm	3861rpm	3738rpm	3627rpm	3525rpm	3431rpm	3344rpm	3263rpm	3188rpm	3116rpm	3052rpm	2991rpm	
2600 x g	5292rpm	5392rpm	5083rpm	4822rpm	4598rpm	4402rpm	4230rpm	4076rpm	3937rpm	3812rpm	3699rpm	3594rpm	3499rpm	3410rpm	3328rpm	3251rpm	3180rpm	3113rpm	3050rpm	
2700 x g	5292rpm	5494rpm	5180rpm	4914rpm	4686rpm	4486rpm	4310rpm	4153rpm	4013rpm	3885rpm	3769rpm	3663rpm	3565rpm	3475rpm	3391rpm	3313rpm	3240rpm	3172rpm	3108rpm	
2800 x g	5292rpm	5595rpm	5275rpm	5004rpm	4772rpm	4568rpm	4389rpm	4230rpm	4086rpm	3956rpm	3838rpm	3730rpm	3631rpm	3539rpm	3453rpm	3374rpm	3300rpm	3230rpm	3165rpm	
2900 x g	5292rpm	5694rpm	5369rpm	5093rpm	4856rpm	4649rpm	4467rpm	4304rpm	4158rpm	4026rpm	3906rpm	3796rpm	3695rpm	3601rpm	3515rpm	3434rpm	3358rpm	3288rpm	3221rpm	

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

