

Sua Solução em Centrifugação

Centrífugas de Laboratório para Resultados Precisos



Centrífuga CENTRIBIO
SÉRIE 80

Registro na
ANVISA 80815670006

IONLAB | **DAIKI** CENTRIFUGAS

APRESENTAÇÃO

Centrífugas robustas e de ótima durabilidade com estrutura em plástico ABS de alta resistência. São ideais para longas rotinas laboratoriais; análises em pesquisa científica de biologia, química, medicina, farmácia, processos de qualidade e para análises ambientais. São amplamente utilizadas para separar plasma sanguíneo ou outros líquidos de suspensão e de separação de densidade.



O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Centrífuga 80-2B;
- ✓ 1 Rotor e 12 Caçapas de 15ml;
- ✓ 2 Fusíveis;
- ✓ 1 Cabo de Força;
- ✓ 1 Manual de Instruções.



CONFIRA O VÍDEO DA 80-2B-CB



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



BOTÃO DE SEGURANÇA

Não permite o funcionamento com a tampa aberta ou interrompe o processo ao abrir a tampa



PÉS DE BORRACHA

Pés de borracha tipo ventosa, que possibilitam um desempenho estável



CAPACIDADE

12 tubos de 10ml ou 15ml. Permite adaptadores de tubos de 4,5 e 7ml.



80-2B-CB | CENTRÍFUGA ANALÓGICA

- ✓ Com tacômetro e timer analógico;
- ✓ Motor com escovas de carvão;
- ✓ Própria para rotinas de PRP, PRF, para amostras de óleo, separação de resíduos e exames de diagnósticos;
- ✓ Painel com indicador de rotação (VU), com botão para ajuste de velocidade e tempo;
- ✓ Tempo de centrifugação ajustável de 0 ~ 60min. ou ininterrupto;
- ✓ Botão de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta ou interrompe o processo ao abrir a tampa.

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	80-2B-CB
VELOCIDADE	0 ~ 4000rpm (ajustável)
FORÇA MÁXIMA (RCF)	2325xg
RUÍDO	≤ 65dba
CAPACIDADE DO ROTOR	12x10ml / 12x15ml*
TENSÃO / FREQUÊNCIA	110V ou 220V / 60Hz
DIMENSÕES (LxCxA)	30 x 27,5 x 26cm
PESO	8kg

*Possibilidade de adaptadores de tubos de 4, 5 e 7ml. Acessórios vendidos separadamente.

**Os tubos de 15ml devem ser utilizados sem tampa.

ROTORES DISPONÍVEIS

	ROTOR
	Rotor: Ângulo Fixo (45°)
	Velocidade Máx: 4000rpm
	Capacidade: 12x10ml / 12x15ml*

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Siga a IONLAB

