

# Eficácia em Cada Rotação

Centrífugas de para  
Precisão Máxima



## Centrífuga SÉRIE 80

Registro na  
**ANVISA** 80815670006

IONLAB | **DAIKI** CENTRÍFUGAS

# APRESENTAÇÃO

Centrífugas robustas e de ótima durabilidade com estrutura em plástico ABS de alta resistência. São ideais para longas rotinas laboratoriais; análises em pesquisa científica de biologia, química, medicina, farmácia, processos de qualidade e para análises ambientais. São amplamente utilizadas para separar plasma sanguíneo ou outros líquidos de suspensão e de separação de densidade.



## O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Centrífuga 80-2B;
- ✓ 1 Rotor e 12 Caçapas de 15ml;
- ✓ 2 Fusíveis;
- ✓ 1 Cabo de Força;
- ✓ 1 Manual de Instruções.



CONFIRA O VÍDEO DA 80-2B



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

# VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



## 80-2B | CENTRÍFUGA ANALÓGICA

- ✓ Com tacômetro e timer analógico;
- ✓ Motor com escovas de carvão;
- ✓ Própria para rotinas de PRP, PRF, para amostras de óleo, separação de resíduos e exames de diagnósticos;
- ✓ Painel com indicador de rotação (VU), com botão para ajuste de velocidade e tempo;
- ✓ Tempo de centrifugação ajustável de 0 ~ 60min. ou ininterrupto;
- ✓ Botão de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta ou interrompe o processo ao abrir a tampa.

## 80-2B-DM | CENTRÍFUGA DIGITAL

- ✓ Totalmente digital;
- ✓ Motor com escovas de carvão;
- ✓ Própria para rotinas de PRP, PRF, para amostras de óleo, separação de resíduos e exames de diagnósticos;
- ✓ Painel com LED que mostra velocidade (RPM) e tempo (minutos), com teclado tipo membrana;
- ✓ Tempo de centrifugação ajustável de 0 ~ 60min com incremento de 1 em 1 minuto;
- ✓ Botão de segurança que impede o funcionamento com a tampa aberta ou interrompe o processo ao abrir a tampa;
- ✓ Incremento de 100 em 100rpm, até 4000rpm;
- ✓ Alarme sonoro ao fim da centrifugação.



Assistência técnica  
PERMANENTE

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação



#### BOTÃO DE SEGURANÇA

Não permite o funcionamento com a tampa aberta ou interrompe o processo ao abrir a tampa



#### PÉS DE BORRACHA

Pés de borracha tipo ventosa, que possibilitam um desempenho estável



#### ALARME SONORO

Alarme sonoro ao final da centrifugação\*

\*Disponível somente no modelo 80-2B-DM.


## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	80-2B	80-2B-DM
VELOCIDADE	0 ~ 4000rpm (ajustável)	1000 ~ 4000rpm (ajustável)
FORÇA MÁXIMA (RCF)	2325xg	
RUÍDO	≤ 65dba	
CAPACIDADE DO ROTOR	12x10mL / 12x15mL*	
TENSÃO / FREQUÊNCIA	110V ou 220V / 60Hz	
DIMENSÕES (LxCxA)	30 x 27,5 x 26cm	
PESO	8kg	

\*Possibilidade de adaptadores de tubos de 4, 5 e 7mL. Acessórios vendidos separadamente.

\*\*Os tubos de 15mL devem ser utilizados sem tampa.

## ROTORES DISPONÍVEIS



#### ROTOR

Rotor:	Ângulo Fixo (45°)
Velocidade Máx:	4000rpm
Capacidade:	12x10ml / 12x15ml*

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Siga a IONLAB

