

**Precisão e
Durabilidade**
para Análises Confiáveis



**Centrífuga Analógica
para Microhematócritos
CM12000**

Registro na
ANVISA

80815670006

IONLAB

DAIKI
CENTRÍFUGAS

APRESENTAÇÃO

Centrífuga para microhematócrito com velocidade ajustável até 12.000rpm. Utilizada em laboratórios de análises clínicas, bioquímica, imunogenética, separação sanguínea e testes clínicos gerais para valor hematócrito. Acompanha rotor para 24 tubos capilares e régua, aceita rotores para microtubos de 0,5ml ou 1,5ml. Possui pés de borracha tipo ventosa que possibilitam um desempenho estável.

ATENÇÃO: Centrífuga não indicada para rotinas superiores à 5 minutos.



O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Centrífuga CM12000;
- ✓ 1 Rotor para 24 Tubos capilares;
- ✓ 2 Fusíveis;
- ✓ 1 Cabo de Força;
- ✓ 1 Manual de Instruções em Português.



CONFIRA O VÍDEO DA CM12000



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



CM12000 | CENTRÍFUGA ANALÓGICA

- ✓ Rotor capilar incluso;
- ✓ Dispositivo que não permite o funcionamento com a tampa aberta;
- ✓ Ideal para rotinas até 5min;
- ✓ Estrutura em ABS com base reforçada e pintura em epóxi eletrostático;
- ✓ Permite trabalho com microtubos de 0,5ml até 1,5ml e tubos capilares de 75mm x 1,5mm.*

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VELOCIDADE	0 ~ 12000rpm (ajustável)
FORÇA MÁXIMA (RCF)	0 ~ 15300xg
RUÍDO	≤ 65dB
MOTOR	Com escovas de carvão
TIMER	0 ~ 30 minutos
PRECISÃO DA VELOCIDADE	± 10rpm
PESO SEM MOTOR	8kg
TENSÃO	110V ou 220V
DIMENSÕES (LxCxA)	30 x 27,5 x 26cm

ROTORES DISPONÍVEIS

ROTOR INCLUSO



H-802C

Rotor:	Ângulo Fixo (45°)
Velocidade Máx:	12000rpm
Força Máx:	14800xg
Capacidade:	24 tubos capilares de 75x1,5mm

ROTORES OPCIONAIS



M15-802C

Rotor:	Ângulo Fixo (45°)
Velocidade Máx:	10000rpm
Força Máx:	14800xg
Capacidade:	24x1,5ml



M0.5-802C

Rotor:	Ângulo Fixo (45°)
Velocidade Máx:	10000rpm
Força Máx:	14800xg
Capacidade:	24x0,5ml

**Rotores são vendidos separadamente.
Modelos sujeitos a alterações.**

**Outros Rotores e Adaptadores
disponíveis sob consulta.**

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

