

# Inovação em Pequena Escala

Micro Centrífuga de  
Alta Performance



## Micro Centrífuga DT-10KD+

Registro na  
**ANVISA** 80815679001

**IONLAB** | **DAIKI** CENTRIFUGAS

# APRESENTAÇÃO

Com um design único, a microcentrífuga DT-10KD+ conta com uma variedade de rotores e tiras para tubos de ensaio. Amplamente utilizada em extração de soro e diversos outros tipos de amostras, sedimentação rápida, isolamento de células sanguíneas, processamento de amostras microbianas, centrifugação de partição experimental PCR e muito mais.



## O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Microcentrífuga;
- ✓ 1 Rotor ângulo fixo para 8 x 1,5/2,0ml;
- ✓ 1 Rotor ângulo fixo para 2 tiras com 8 microtubos de PCR (200µl);
- ✓ 8 Adaptadores redutores para 0,5ml;
- ✓ 8 Adaptadores redutores para 0,2ml;
- ✓ 1 Cabo de força;
- ✓ 1 Manual de operação em português.



CONFIRA O VÍDEO DA DT-10KD+



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

# VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ Botões de pressão, impermeável e durável;
- ✓ Tela LCD com operação fácil, clara e intuitiva;
- ✓ Tampa transparente de alta resistência para observação em tempo real;
- ✓ Equipada com rotor PCR mutável e rotor angular;
- ✓ Design de rotor exclusivo para garantir uma operação segura;
- ✓ Parada emergencial do procedimento quando a tampa está aberta, girando novamente ao estar totalmente fechada novamente;
- ✓ Motor por indução, baixo ruído, operação estável e confiável.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VELOCIDADE	1000-10000rpm
FORÇA MÁXIMA(RCF)	5600xg
MOTOR	Indução (sem escovas)
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	5° à 40°C
DISPLAY	LCD
TEMPO	1min até 1h59min
POTÊNCIA	36W
TENSÃO	Bivolt
DIMENSÕES (LxCxA)	180 x 145x110mm
PESO	1,14kg

## ROTORES DISPONÍVEIS

	<b>DT-K-8X2</b>	
	Rotor:	Ângulo Fixo (45°)
	Velocidade máx:	10000rpm
	Força máx:	5600xg
	Capacidade:	8x1,5/2,0ml

	<b>DT-K-16X0,2</b>	
	Rotor:	Ângulo Fixo (45°)
	Velocidade máx:	10000rpm
	Força máx:	5600xg
	Capacidade:	16x0,2ml em tiras

**Rotores são vendidos separadamente.  
Modelos sujeitos a alterações.**

**Outros Rotores e Adaptadores  
disponíveis sob consulta.**

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Assistência técnica  
**PERMANENTE**

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

