

Potência e Precisão

Resultados Precisos no
Setor de Petróleo



**Centrífuga Digital
para Petróleo
DT-3500**

CERTIFICADOS  

 IONLAB |  DAIKI CENTRIFUGAS

APRESENTAÇÃO

Tampa com fechamento suave, motor de indução com baixo ruído e aquecimento até 90°C.



O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Centrifuga DT-3500;
- ✓ 1 Cabo de Força;
- ✓ 1 Manual de instruções em português.



CONFIRA O VÍDEO DA DT-3500



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO


Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



QUALIDADE

- ✓ Estrutura em aço e câmara em aço inoxidável resistente a detergentes e desinfetantes.



SEGURANÇA

- ✓ Tampa com fechamento suave através de pistões.



SUPORTE

- ✓ Caçapa com suporte para tubos 100ml com fundo cônico.



PAINEL LED

- ✓ Indicando velocidade, aceleração e desaceleração, timer, RCF e código de erros.

- ✓ Operação contínua durante o tempo definido;
- ✓ Alavanca de emergência para abrir a tampa em situações de queda de energia;
- ✓ Tampa com trava elétrica;
- ✓ Janela para calibração de velocidade e medição de ruído;

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VELOCIDADE	0 ~ 3500rpm (ajustável)
FORÇA MÁXIMA(RCF)	0 ~ 3116xg
RUÍDO	≤58dB
MOTOR	Indução
TIMER	0 ~ 99min (ajustável)
PRECISÃO DA VELOCIDADE	± 20rpm
TAXA DA TEMPERATURA	até 90°C (ajustável)
PESO SEM ROTOR	72kg
TENSÃO	220V
DIMENSÕES (LxCxA)	54 x 65 x 48cm

ROTORES DISPONÍVEIS

	DT-31	
	Velocidade máx:	3500rpm
	Força máx:	3116xg
	Capacidade:	4x100ml

Rotores são vendidos separadamente.
Modelos sujeitos a alterações.

Outros Rotores e Adaptadores
disponíveis sob consulta.

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Siga a IONLAB

