

# Qualidade para Desempenho Superior

Centrífugas para  
Processos Otimizados



## Centrífuga Digital Multirrotores DT-4500

Registro na  
**ANVISA** 80815670001

IONLAB | **DAIKI** CENTRIFUGAS

# APRESENTAÇÃO

Centrífuga digital de bancada, clínica, para rotina laboratorial, utilizada em laboratórios de biologia, imunologia, bioquímica, engenharia genética entre outros. Com capacidade para tubos de 5 a 50mL, dependendo do rotor utilizado (rotores intercambiáveis não inclusos).

## VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS




### COMPATIBILIDADE

- ✓ Rotores variados de ângulo fixo ou basculante (não acompanha o equipamento)



### SEGURANÇA

- ✓ Tampa com trava que não permite o funcionamento com a tampa aberta



### QUALIDADE

- ✓ Estrutura em plástico ABS resistente e base em aço 1020 revestida com pintura em epóxi eletrostático



### TELA LED

- ✓ Para visualização da velocidade, tempo e RCF

Assistência técnica  
PERMANENTE

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

- ✓ Controle microprocessado, controla a velocidade e a força relativa (RCF);
- ✓ Atinge a velocidade máxima em menos de 35s e retorna a zero em menos de 30s;
- ✓ Motor de indução, sem escovas e sem poluição por poeira de carbono;
- ✓ Sistema de autodiagnóstico, avisa se o equipamento está funcionando em condições inadequadas

#### O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Centrífuga DT-4500;
- ✓ 1 Cabo de Força;
- ✓ 1 Manual de instruções em português.



CONFIRA O VÍDEO DA DT-4500



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VELOCIDADE	0 ~ 4500rpm (ajustável)
FORÇA MÁXIMA(RCF)	0 ~ 2600xg
RUÍDO	≤ 65dB
MOTOR	Indução (sem escovas)
TIMER	0 ~ 120 minutos
PRECISÃO DA VELOCIDADE	± 10rpm
PESO SEM ROTOR	16kg
TENSÃO	110V ou 220V
DIMENSÕES (LxCxA)	46 x 36 x 27cm

# ROTORES DISPONÍVEIS

	<b>DT-43</b>
Rotor:	Ângulo Fixo (45°)
Velocidade máx:	4000rpm
Força máx:	2220xg
Capacidade:	6x50ml


	<b>DT-44</b>
Rotor:	Basculante
Velocidade máx:	4000rpm
Força máx:	2510xg
Capacidade:	8x15ml

	<b>DT-45</b>
Rotor:	Basculante
Velocidade máx:	4000rpm
Força máx:	2510xg
Capacidade:	4x50ml

	<b>DT-46</b>
Rotor:	Ângulo Fixo (45°)
Velocidade máx:	4000rpm
Força máx:	2220xg
Capacidade:	24x5ml

	<b>DT-47</b>
Rotor:	Ângulo Fixo (45°)
Velocidade máx:	4000rpm
Força máx:	1700xg
Capacidade:	24x15ml

	<b>DT-48</b>
Rotor:	Ângulo Fixo (45°)
Velocidade máx:	4000rpm
Força máx:	1700xg
Capacidade:	12x15ml

	<b>DT-49</b>
Rotor:	Ângulo Fixo (45°)
Velocidade máx:	4000rpm
Força máx:	1700xg
Capacidade:	24x10ml/18x15ml

\*O Rotor DT-47 possui adaptadores de tubos de 4ml, 5ml, 7ml e 10ml. Acessórios vendidos separadamente.

Rotores são vendidos separadamente. Modelos sujeitos a alterações.

Outros Rotores e Adaptadores disponíveis sob consulta.

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Siga a IONLAB

