

# Alta Performance Compacta

Micro Centrífuga para  
Resultados Exatos



## Micro Centrífuga DTMPL2500

Registro na  
**ANVISA** 80815679001

IONLAB | **DAIKI** CENTRIFUGAS

# APRESENTAÇÃO

A microcentrífuga para microplacas de PCR marca Daiki é um equipamento muito estável, moderno e de fácil utilização e manuseio. Opera com rotor de ângulo fixo vertical e possui display em LED que facilita a visualização dos parâmetros. Além disso, o ruído produzido durante a operação é muito baixo.



## O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Microcentrífuga para microplacas de PCR;
- ✓ 1 Rotor de ângulo fixo ( instalado no equipamento);
- ✓ 1 Cabo de energia 3 pinos;
- ✓ 1 Manual de instruções em português.



CONFIRA O VÍDEO DA DTMPL2500



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

VELOCIDADE	2800rpm
FORÇA MÁXIMA(RCF)	627xg
RUÍDO	≤ 60dB
ROTOR	2 Microplacas de PCR (com ou sem borda)
TIPO DE ROTOR	Ângulo Fixo
DISPLAY	LED
TIMER	1s a 99s ou operação curto-contínua
TENSÃO	Bivolt
DIMENSÕES (LxCxA)	219 x 190 x 186mm
PESO	2,7 kg

Assistência técnica  
PERMANENTE

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Siga a IONLAB

