

Inovação em Medição

Contador de Células
para Resultados Exatos

Imagens meramente ilustrativas



Contador Digital de
Células Sanguíneas
DL-2000A

 IONLAB | SATRA

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Hemocitômetro digital para contagem de células sanguíneas. Faz contagens, declarações numéricas e as disponibiliza para o usuário. Podem ser exibidos até 10 pares de números para o teste, fazendo uma construção clara dos dados.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



PAINEL DIGITAL EM LED

PRECISÃO

- ✓ 10 pares de números para maior precisão



CONFIRA O VÍDEO DA DS-703A-BI



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE CONTROLE	Digital
CONTAGEM MÁXIMA	10 grupos
CAPACIDADE DE CONTAGEM DE CADA GRUPO	0 ~ 99 ou porcentagem
TENSÃO	Bivolt
POTÊNCIA	5W
DIMENSÕES DO PRODUTO	220x166x78mm
PESO	550g

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

