


Qualidade em Cada Medição

Contador de Células
de Alta Tecnologia



Contador Manual de
Células Sanguíneas
ION-1026


 IONLAB | SATRA

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Uso manual para contagem de células sanguíneas com 8 teclas, possui registros de contagem e totalizador de 3 dígitos com alcance até 999. Com registros individuais que indicam os percentuais. Corpo moldado em plástico resistente e a base e mecanismo interno em metal.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ Pode ser operado com a mão direita ou esquerda;
- ✓ Possui botões giratórios nas duas extremidades para zerar a contagem;
- ✓ Estrutura externa moldada em plástico ABS resistente;
- ✓ Base e mecanismo interno em metal;
- ✓ Dimensões: 32 x 22 x 21 cm;
- ✓ Registro de Contagem: Basófilos, Eosinófilos, Linfócitos, Mielócitos, Monócitos, Neutrófilos, Plaquetas e Segmentados.



CONFIRA O VÍDEO DA ION-1026



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

