

Alto Desempenho e Confiabilidade

Alta Capacidade para Resultados Consistentes



Alta Capacidade para Esterilização e Secagem
Circulação e Renovação de Ar Forçado

EESCRAF-D

IONLAB | VULCAN

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Equipamento de altíssimo padrão construtivo com fabricação 100% nacional. A Estufa Digital de Esterilização e Secagem com Circulação e Renovação de Ar Forçada modelo EESCRAF-D é um equipamento com ampla gama de possibilidades de utilização, tais como, secagens e esterilizações diversas de instrumentos e ferramentas ou em laboratórios de indústrias nas mais variadas aplicações onde se fazem necessários a utilização de vapor seco renovado.

As estufas modelos EESCRAF-D possuem design moderno e são equipadas com um controlador microprocessado de última geração com sistema PID que permite ao usuário acesso às funções de seleção de temperatura e tempo, temporizador e parada automática no fim de cada processo. Seu display LCD de 5.3" permite uma perfeita visualização dos parâmetros de aquecimento, tempo, set point e configurações do equipamento. O painel de controle com inclinação foi desenhado para dar maior conforto ao operador. Um design moderno e inovador, aliado a uma pintura epóxi(eletrostática) lisa, dá ao equipamento um ar de leveza e sofisticação.

Possui sistema de renovação e circulação do ar no interior do equipamento. As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário ajustar a distância entre prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara.

QUALIDADE

A matéria-prima utilizada na sua fabricação passa por um rigoroso processo de avaliação de qualidade. O gabinete externo é fabricado em aço carbono SAE1020 e o gabinete interno e prateleiras são fabricados em aço inox polido SAE430.

- ✓ Ventiladores na sua base, garantem uma perfeita circulação de ar no interior da câmara, assegurando homogeneidade da temperatura. Aletas na parede superior do equipamento permitem a saída de eventuais gases gerados no processo. Possui um orifício para colocação de termômetros para aferições de temperaturas e calibrações. A porta pode ser aberta em 180° com sentido variável*(direita ou esquerda), adaptando-se a cada usuário para facilitar a utilização. A vedação da porta é feita com silicone industrial de alta resistência para temperaturas elevadas.



CONFIRA O VÍDEO DA EESCRAF-D



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



ALETA INFERIOR



ALETA SUPERIOR



SISTEMA DE ALARMES



PRATELEIRAS AJUSTÁVEIS

- ✓ As prateleiras possuem ajuste de altura, permitindo ao usuário alterar a distância entre as prateleiras para melhor aproveitamento do espaço interno da câmara.

*Todos os modelos saem de fábrica com (1) uma prateleira

- ✓ Um alarme sonoro indicará ao usuário quando o ciclo programado estiver finalizado ou houver variação da temperatura programada.



CONTROLE INTELIGENTE PID



PORTA COM ABERTURA 180°

- ✓ A porta com abertura em 180° para ambos os lados, como padrão de fábrica. A vedação da porta é feita com silicone industrial de alta resistência para temperaturas elevadas e trava de vedação.

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	EESCRAF-643D	EESCRAF-1200D	EESCRAF-1600D	EESCRAF-2400D
VOLUME	643L	1200L	1600L	2400L
FAIXA DE TEMPERATURA	Ambiente ~ 300° C			
PRECISÃO DA TEMPERATURA	± 0,5%			
UNIFORMIDADE DA TEMPERATURA	± 2,5%			
RESOLUÇÃO	0,1° C			
SENSOR	PT100			
AJUSTE DE TEMPO	Entre 1 a 9999 minutos			
VARIAÇÃO DO AJUSTE DO TEMPO	A cada 1 minuto			
ALIMENTAÇÃO	110V ou 220V			
VELOCIDADE DE CIRCULAÇÃO	Motor de 2 CV para 1750RPM			
POTÊNCIA	4000W	7000W	8000W	10000W
AMPERAGEM	18A	31A	36A	45A
DIMENSÕES INTERNAS (L x P x A) cm	80x60x134	115,2x72,3x160,7	140x80x150	230x70x150
DIMENSÕES EXTERNAS (L x P x A) cm	90x70x155	125x90x175,5	155x104x175	245x80x165
DIMENSÕES EMBALAGEM (L x P x A) cm	94x74x159	129x94x179,5	159x109x179	249x84x169
PESO	98kg	150kg	190kg	340kg
Nº DE PRATELEIRAS*	1	1	1	1
Nº MÁXIMO DE PRATELEIRAS	15	15	15	16

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Estufa
- ✓ 1 Manual de instruções em português
- ✓ Prateleira(s) de aço inoxidável*

*Consulte opcionais para adição de prateleiras extras.

OPCIONAIS

- ✓ Kit de prateleiras extras, contendo 1 bandeja e 2 suportes;
- ✓ Comunicação com computador via porta USB e software para gerenciamento de dados;
- ✓ Calibração (RBC ou Rastreável);
- ✓ Sistema Duplo de Segurança (Digital e termostato mecânico);
- ✓ Pés com rodízios giratórios;

Equipamento fabricado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Siga a IONLAB

