

# Desempenho Superior em Agitação

## Agitador Magnético de Alta Qualidade

Imagens meramente ilustrativas



**Agitador Magnético Digital até 10 litros**

**HJ**

**IONLAB | SATRA**

# APRESENTAÇÃO

## TECNOLOGIA

São ideais para solubilização de líquidos (soluções em geral) que necessitam de aquecimento e agitação simultâneas, com a vantagem de controle constante de temperatura. Todos os modelos podem ser utilizados sem a função aquecimento.

## VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS

**CAPACIDADE**

✓ Até 10 Litros de solução

**BAIXO RUÍDO**

✓ Utiliza corrente direta sem escovas o que resulta em um funcionamento mais silencioso

**AQUECIMENTO ESTABILIZADO**

✓ Através do sensor (Haste e Sonda), estabiliza e mantém a temperatura pré-selecionada pelo usuário

**QUALIDADE**

✓ Alta resistência a temperatura e corrosão química: Construído em chapa de aço 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática epóxi. Com resistência de aquecimento completamente isolada, garantindo a alta resistência à temperatura.

**REGULAGEM DE TEMPERATURA**

✓ Possui visualização digital, e temperatura ajustável até 90°

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	HJ-3	HJ-4	HJ-5	HJ-10
TIPO DE CONTROLE DA AGITAÇÃO	Analógico			
TIPO DE CONTROLE DA TEMPERATURA	Digital			
CAPACIDADE DE AGITAÇÃO	2L	4L	5L	10L
VELOCIDADE DE AGITAÇÃO	30 ~ 2400rpm			
AQUECIMENTO DA CHAPA	até 350°C			
AQUECIMENTO DA SOLUÇÃO	até 90°C			
TAMANHO DA PLATAFORMA	Ø125mm			
TENSÃO	110 ou 220V			
CONSUMO	250W			
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO	270x190x130mm			
PESO	2,3kg			



CONFIRA O VÍDEO DA HJ



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

## O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Agitador magnético;
- ✓ 1 Sonda de temperatura;
- ✓ 1 Suporte para sonda;
- ✓ 1 Cabo de força 3 pinos de acordo com as normas NBR 14136;
- ✓ 1 Barra magnética;
- ✓ 1 Manual de Instruções.

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Assistência técnica  
**PERMANENTE**

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

