

Confiança e Desempenho em Vácuo

Bomba de Vácuo Tipo
Membrana de Alta Performance

Imagens meramente ilustrativas



Bomba de Vácuo
Tipo Membrana

VAC26

 IONLAB | SATRA

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Com design moderno e compacto, as bombas de vácuo VAC26 são de fácil transporte e possuem sistema de baixo ruído. Motor com alta durabilidade, próprio para uso prolongado e contínuo.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS





**BAIXO RUÍDO, EM
TORNO DE 50DB**



**LIVRES DE
ÓLEO**



**ALTO FLUXO
DE AR**



**INDICADOR COM
GRAU DE VÁCUO**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA	1/4hp
VELOCIDADE	1700rpm
VÁCUO	600mmHG/ 11,6 psi
FLUXO DE AR	65 ~ 68L/min
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (CxLxA)	305x125x170mm
TENSÃO	Bivolt com chave seletora
PESO	4,6kg

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Bomba de Vácuo;
- ✓ Manual em Português.



CONFIRA O VÍDEO DO VAC26



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

