

Soluções Confiáveis

Resultados Consistentes
de Alta Qualidade

Imagens meramente ilustrativas



**Bomba de Vácuo
Tipo Membrana**

VAC29

 IONLAB | SATRA

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Com design moderno e compacto, as bombas de vácuo VAC29 são de fácil transporte e possuem sistema de baixo ruído. Motor com alta durabilidade, próprio para uso prolongado e contínuo.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS





**BAIXO RUÍDO, EM
TORNO DE 50DB**



**LIVRES DE
ÓLEO**



**ALTO FLUXO
DE AR**



**INDICADOR COM
GRAU DE VÁCUO**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA	1/3hp
VELOCIDADE	1700rpm
VÁCUO	650mmHG/ 11,6 psi
FLUXO DE AR	128 ~ 135L/min
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (CxLxA)	430x165x230mm
TENSÃO	Bivolt com chave seletora
PESO	9,5kg

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Bomba de Vácuo;
- ✓ Manual em Português.



CONFIRA O VÍDEO DO VAC29



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

