

Eficiência, Desempenho e Versatilidade para Laboratórios Modernos

Imagens meramente ilustrativas



**Bomba de Vácuo
Tipo Pistola
VAC30W**

IONLAB | SATRA

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Com design moderno e compacto, as bombas de vácuo VAC30 possuem alças, que possibilitam fácil transporte e sistema de baixo ruído. Motor com alta durabilidade, próprio para uso prolongado e contínuo.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



ALÇAS PARA
TRANSPORTE



MEDIDORES DE
VÁCUO E PRESSÃO



PORTAS DE VÁCUO
E PRESSÃO

BOMBA DE VÁCUO E
COMPRESSOR



PÉS DE
BORRACHA



**BAIXO RUÍDO, EM
TORNO DE 50DB**



**LIVRES DE
ÓLEO**



**ALTO FLUXO
DE AR**



**INDICADOR COM
GRAU DE VÁCUO**

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

POTÊNCIA	1/4hp
VELOCIDADE	1700rpm
VÁCUO	600mmHG/ 12,56 psi
FLUXO DE AR	35 ~ 40L/min
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (CxLxA)	330x135x170mm
TENSÃO	110V ou 220V
PESO	5,5kg

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Bomba de Vácuo;
- ✓ Manual em Português.



CONFIRA O VÍDEO DO VAC30W



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado
e distribuído por:

 IONLAB



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

