

Desempenho e Higiene

Dispensador Autoclavável de Alta Qualidade



Dispensadores Autoclaváveis

LI-DR

 IONLAB | **jetta**

APRESENTAÇÃO

Ideais para uso com soluções alcalinas, salinas, solventes polares e meios não agressivos, projetado para ser usado em conjunto com diversos tipos de garrafas ou frascos comuns.

CARACTERÍSTICAS



- ✓ Fácil seleção do volume, não havendo necessidade de reajuste após a montagem; O ajuste do volume é efetuado pela simples rotação de um botão (tipo rosca) para o aumento ou diminuição do volume desejado;
- ✓ Pistão moldado em PTFE de alta durabilidade com anel de vedação em silicone. Cilindro de vidro borosilicato protegido por uma cobertura de plástico transparente;
- ✓ Equipamentos totalmente autoclaváveis a 121°C;
- ✓ Fácil desmontagem para limpeza e manutenção;
- ✓ As quantidades são dispensadas com exata reprodutibilidade devido ao ajuste rápido e preciso do volume através de um dispositivo serrado. Não há perda de reagentes durante saída/entrada de ar, devido ao dispensador ser completamente selado para que não ocorram descargas acidentais.

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ Pistão em Polipropileno;
- ✓ Cilindro confeccionado em Vidro;
- ✓ Hosing de Polipropileno;
- ✓ Ajustes de volume via Bloqueio por interruptor;
- ✓ Conjunto da Válvula Bola de vidro & Assento;
- ✓ Descarga confeccionada em Teflon;
- ✓ Tudo de dispensação em Polipropileno;
- ✓ Calibração Individualmente calibrados e certificados;
- ✓ Precisão e reprodutibilidade De acordo com a norma ISSO;
- ✓ Rosca de 30 milímetros.

COMPATIBILIDADE

- ✓ Adaptadores Disponíveis:

28mm, 30mm, 32 mm, 36mm, 40mm e 45mm. Todos acompanham o produto.



MODELOS

CÓDIGO	FAIXA DE VOLUME	INCREMENTO	PRECISÃO (% , ML)	CV (% , ML)
LI-DR1	0,25 ~ 2,5ml	0,05ml	±0,6%, ±0,015ml	±0,2%, ±0,005ml
LI-DR2	0,5 ~ 5ml	0,1ml	±0,5%, ±0,025ml	±0,1%, ±0,005ml
LI-DR3	1 ~ 10ml	0,2ml	±0,5%, ±0,050ml	±0,1%, ±0,010ml
LI-DR4	2,5 ~ 30ml	0,5ml	±0,5%, ±0,150ml	±0,1%, ±0,030ml
LI-DR5	5 ~ 60ml	1ml	±0,5%, ±0,300ml	±0,1%, ±0,060ml
LI-DR6	10 ~ 100ml	2ml	±0,5%, ±0,500ml	±0,1%, ±0,100ml



CONFIRA O VÍDEO DO LI-DR



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Siga a IONLAB

