

Resultados Seguros

Esterilizador Infravermelho de Última Geração

Imagens meramente ilustrativas



**Esterilizador
Infravermelho**

HM

IONLAB | SATRA

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

ESTERILIZADOR INFRAVERMELHO PARA ALÇAS DE INOCULAÇÃO E AGULHAS, Também conhecido como incinerador, esteriliza agulhas, alças de platina, alças de níquel-cromo, pinças e bocas de tubos de cultura, graças ao calor irradiado pela resistência infravermelha em fibra de cerâmica.

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Esterilizador;
- ✓ 1 Manual de instruções.



HM-14A



HM-35C



CONFIRA O VÍDEO DO HM



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ideal para ambientes onde o fogo do bico de bunsen não é desejável, como no interior de capelas de fluxo laminar, por exemplo.
- ✓ Seu rápido aquecimento e alta temperatura são perfeitos pois aliam praticidade, economia e confiabilidade, esterilizando os instrumentos em aproximadamente 5 segundos.
- ✓ Elemento de cerâmica sem amianto, que confere segurança na operação e garante máxima esterilidade, evitando contaminação cruzada ou por respingos.
- ✓ Fabricado em aço inox, possui núcleo tubular cerâmico de alta densidade e protetor em aço inox perfurado.
- ✓ Tamanho compacto, o que o torna ideal para trabalhos em câmaras aeróbias e anaeróbicas.
- ✓ Dotado de lâmpada piloto indicadora de aquecimento.

ACESSÓRIOS

AS-07021-01	Aquecedor para HM14A, 220V
AS-07021-02	Aquecedor para HM14A, 110V
AS-07051-01	Aquecedor para HM35C, 220V
AS-07051-02	Aquecedor para HM35C, 110V



AQUECEDOR PARA HM-14A

ITENS OPCIONAIS



AS-07021-03

Suporte para
HM-14A



AS-07051-03

Suporte para
HM-35C

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	HM-14A	HM-35C
TEMPERATURA	825°C ±50°C	
DIÂMETRO MÁXIMO DA ALÇA/AGULHA	Ø 14mm	Ø 35mm
COMPRIMENTO DO ESTERILIZADOR	150mm	100mm
POTÊNCIA	170W	320W
PESO	1,1kg	1,1kg
DIMENSÕES (LXAXP)	97x185x185mm	97x225x162mm
VOLTAGEM	110V ou 220V	

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Siga a IONLAB

