

Evaporação com Precisão

Controle Total em Evaporação

Imagens meramente ilustrativas



**Evaporador Rotativo
Automatizado
SKL-25C**

 IONLAB | SATRA

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Este equipamento é essencial em qualquer laboratório das áreas de bioquímica, química orgânica, pesquisa médica, institutos e universidades. É o método chave para experimentação de concentrações e análises de preparação.



CONFIRA O VÍDEO DO SKL-25C



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ Elevação e rebaixamento automático com o toque de uma tecla ou manualmente através do volante;
- ✓ Controle de temperatura com visor digital;
- ✓ Alta taxa de evaporação com o condensador vertical de vidro com serpentinas e duas saídas;
- ✓ Controle de velocidade analógico;
- ✓ Botão de liga e desliga e acionamento de aquecimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CAPACIDADE	Frascos de 50 até 2000ml
VÁCUO	> 0,096 MPa
FAIXA DE TEMPERATURA	Ambiente até 100°C
TIPO DE CONTROLE DA TEMPERATURA	Digital
DISTÂNCIA ENTRE O PONTO MAIS BAIXO E O PONTO MAIS ALTO	0~150mm
VELOCIDADE	0 ~ 150rpm (ajustável)
POTÊNCIA	1500w
TENSÃO	AC 220 V ±10%, 60 Hz
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO (LXPXA)	37 x 53 x 75 cm
PESO	23kg

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Siga a IONLAB

