

Desempenho Duradouro

Ferragens de Alta
Qualidade para Laboratórios

Imagens meramente ilustrativas



Ferragens para
Laboratório
SÉRIES

 IONLAB | SATRA

FERRAGENS

Com uma grande variedade de produtos a linha de ferragens da Ionlab, atende as mais diferentes demandas laboratoriais, itens fabricados em alumínio ou aço inox, alta durabilidade e resistência para o uso contínuo.



CLIPE DE MOHR

Modelo	Características
40133.03	60mm



COLHERES DE CABEÇA ÚNICA

Modelo	Características
40137.01	14cm
40137.02	16cm
40137.03	18cm



COLHERES DE CABEÇA DUPLA

Modelo	Características
40138.01	16cm
40138.02	20cm



COLHERES DE CABEÇA ÚNICA

Modelo	Características
CAI180	18cm em inox
CAI220	22cm em inox



COLHERES DE CABEÇA DUPLA

Modelo	Características
CCA180	18cm em inox
CCA220	22cm em inox



ESPÁTULAS COM COLHER

Modelo	Características
40139.01	15cm
40139.02	16cm
40139.03	20cm



ESPÁTULAS COM CABO DE MADEIRA

Modelo	Características
40141.01	10cm
40141.02	13cm
40141.03	16cm



ESPÁTULAS COM COLHER

Modelo	Características
CEAI150	15cm em inox
CEAI175	17,5cm em inox
CEAI200	20cm em inox
CEAI230	23cm em inox



ESPÁTULAS DUPLAS

Modelo	Características
EAI180	18cm em inox



MUFLA DUPLA

Modelo	Características
40101.01	Tamanho único



PEGADOR PARA TUBO DE ENSAIO

Modelo	Características
40122.01	10cm

ESTOJO EM INOX PRP E PRF | BOX-PRP/PRF



- ✓ Estojo com tampa para PRP e PRF em inox;
- ✓ Suporte com orifícios redondos e de linha para perfuração da membrana, com: Peso com suporte; 3 Recipientes coloridos para peso; Cuba pequena;
- ✓ Mini bandeja;
- ✓ Tampa Compactadora em Inox;
- ✓ Cuba externa.

PESO

650g
(todo conjunto)

MEDIDAS

185 x 87 x 49mm

FURADOR DE ROLHA



Modelo	Características
40143.01	Jogo c/ 6pçs. ø 4,8 ~ 12,6mm
40143.02	Jogo c/ 12pçs. ø 4,8 ~ 21mm

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS | 40134

Para uso em laboratórios facilitando a rotina de elevação de equipamentos ou vidrarias. Eixo central de comandos em latão, manípulo em plástico resistente. Plataforma e base fabricadas em chapa de aço inox ou em alumínio reforçada, revestido em epóxi eletrostático, consulte os modelos.

TIPO JACK EM ALUMÍNIO



Modelo	40134.02	40134.03
Medida	15x15cm	20x20cm
Elevação máxima	25cm	30cm
Capacidade de carga	10kg	10kg



TIPO JACK EM AÇO INOX



Modelo	40134.05	40134.06
Medida	15x15cm	20x20cm
Elevação máxima	25cm	30cm
Capacidade de carga	10kg	10kg



BICO DE BUNSEN



QUEIMADORES PARA BICO DE BUNSEN

Modelo	Características
40119.01	Base Circular Simples
40119.03	Base Circular Cromada
40119.05	Base Hexagonal



TRIPÉ PARA BICO DE BUNSEN

Modelo	Características
40113.02A	13x13x18cm
40113.02B	13x13x21cm



TELA DE ARAME COM REFRAATÓRIO

Modelo	Características
40115.03	15x15cm
40115.04	20x20cm

PINÇAS



PINÇAS PARA BÉQUER

Modelo	Características
40120.01	15cm, sem capa
40120.02	15cm, com capa



PINÇA PARA CADINHOS

Modelo	Características
40121.01	20cm
40121.02	25cm
40121.03	30cm
40121.04	35cm
40121.05	40cm
40121.06	45cm
40121.07	50cm



PINÇA PARA BURETA

Modelo	Características
40102.02	Abertura de 35mm, com cabo
40105.02	Abertura de 35mm, com mufa



PINÇA DUPLA PARA BURETA TIPO CASTALOY

Modelo	Características
40112.01	Plástico
40112.02	Alumínio



LAMPARINA AÇO INOX

Modelo	Características
LAMINO-200	200ml
LAMINO-400	400ml



PINÇA PARA CONDENSADOR 3 DEDOS

Modelo	Características
40106.03	Abertura de 65mm com mufa
40106.09	Abertura de 110mm com mufa
40106.10	Abertura de 65mm sem mufa
40106.20	Abertura de 110mm sem mufa

Equipamento Importado
e distribuído por:

 IONLAB



WWW.IONLAB.COM.BR



CONFIRA O VÍDEO DA SÉRIE



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Siga a IONLAB

