

# Calor Uniforme e Seguro

Desempenho e Segurança

Imagens meramente ilustrativas



**Manta Aquecedora  
Analógica para Balão de  
Fundo Redondo**

**30120**

**IONLAB | SATRA**

# APRESENTAÇÃO

## TECNOLOGIA

Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável.

CÓDIGO	CAPACIDADE	POTÊNCIA
30120-01	100ml	100W
30120-02	250ml	150W
30120-03	500ml	250W
30120-04	1000ml	350W
30120-05	2000ml	450W
30120-06	3000ml	600W
30120-07	5000ml	800W
30120-08	10000ml	1200W
30120-09*	20000ml	2500W

\*Disponível somente em 220V



CONFIRA O VÍDEO DA 30120



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

# VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ Possui termostato, para controle de temperatura, com lâmpada indicativa de funcionamento;
- ✓ Fabricado em tecido de fibra de vidro anti-inflamável com aquecimento no interior do tecido;
- ✓ Calota externa em chapa de alumínio com revestimento em epóxi eletrostático, resistente a produtos químicos corrosivos.

\*Opcionalmente, podem ser utilizadas para aquecer balões volumétricos.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TEMPERATURA NA MANTA	Ambiente à 380°C
TEMPO DE TRABALHO	Contínuo
TENSÃO	110 ou 220V

Assistência técnica  
PERMANENTE

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Siga a IONLAB

