

Controle Térmico Avançado

Manta Aquecedora
de Alta Performance

Imagens meramente ilustrativas



Manta Aquecedora Analógica
com Agitação para Balão de
Fundo Redondo

AMS900

 IONLAB | SATRA

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo temperatura até 380°C. Possui resistência própria para um aquecimento rápido e estável.

CÓDIGO	CAPACIDADE	POTÊNCIA
AMS902	100ml	100W
AMS903	250ml	150W
AMS904	500ml	250W
AMS905	1000ml	350W
AMS906	2000ml	450W
AMS907	3000ml	600W



CONFIRA O VÍDEO DA AMS900



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TEMPERATURA NA MANTA	Ambiente à 450°C
VELOCIDADE DA AGITAÇÃO	2000 rpm (ajustável)
TEMPERATURA DE TRABALHO	5 à 40°C
UMIDADE RELATIVA DO AR	≤90%
TEMPO DE TRABALHO	Contínuo
TENSÃO	110 ou 220V, 50/60Hz

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ Próprias para aquecer balões de fundo redondo, atingindo até 450°C de temperatura;
- ✓ Possui agitação magnética com rotação de até 2000 rpm;
- ✓ Resistência própria para um aquecimento rápido e estável.

*Opcionalmente, podem ser utilizadas para aquecer balões volumétricos.

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Siga a IONLAB

