


Confiança em Cada Experimento

Mesas Anti-vibratórias
para Resultados Fiéis

Imagens meramente ilustrativas



Mesa
Anti-vibratória
IONVIB


 IONLAB | *Bioscale*

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

A Mesa Antivibratória é a escolha perfeita para quem busca precisão em medições analíticas. Com seu design ajustável, esta mesa é a companheira ideal para balanças analíticas e outros equipamentos que exigem estabilidade excepcional. Ela foi meticulosamente desenvolvida para neutralizar e absorver as vibrações do ambiente, garantindo resultados de pesagem impecáveis.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **Elegância e Durabilidade com Granito de Alta Qualidade:** Fabricada com granito polido e nivelado, esta mesa não só oferece uma superfície estável e confiável para seus equipamentos, mas também adiciona um toque de elegância e profissionalismo ao seu laboratório. O granito proporciona durabilidade excepcional, mantendo a mesa sempre como nova.
- ✓ **Ajustes Precisos para Estabilidade Perfeita:** Com uma plataforma ajustável em altura e nível, você tem o controle total para alcançar a estabilização perfeita para suas pesagens. O ajuste fino é fácil e intuitivo, garantindo que você possa adaptar rapidamente a mesa para diferentes equipamentos e necessidades.
- ✓ **Amortecimento Regulável para Máxima Eficiência:** Equipada com um sofisticado dispositivo de amortecimento regulável, nossa mesa permite um ajuste preciso para diferentes tipos de ambiente e equipamentos. Isso significa que você pode personalizar a absorção de vibração conforme necessário, assegurando a mais alta precisão em suas medições.
- ✓ **Visualize a Perfeição com o Indicador de Nível Integrado:** Com um prático indicador de nível (bolha de nível), você pode assegurar facilmente que sua mesa está perfeitamente nivelada, otimizando a precisão das suas pesagens.
- ✓ **Estabilidade e Proteção Aprimoradas:** Quatro coxins de borracha de alta resistência na base da mesa garantem não só uma excelente absorção de vibrações, mas também protegem sua superfície de trabalho de arranhões e danos.



CONFIRA O VÍDEO DA IONVIB



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	MEDIDA
IONVIB30	30 x 30 x 3cm
IONVIB40	40 x 40 x 3cm
IONVIB50	50 x 40 x 3cm
IONVIB60	60 x 40 x 3cm

*Consulte-nos para medidas personalizadas.

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Equipamento Importado
e distribuído por:

 IONLAB



WWW.IONLAB.COM.BR

Siga a IONLAB

