

# Exatidão e Versatilidade

Soluções Práticas  
Para Laboratórios

Imagens meramente ilustrativas



Micropipeta  
Multicanal  
**SÉRIE IMC**

 IONLAB | **jetta**

# APRESENTAÇÃO

## TECNOLOGIA

Micropipeta mecânica multicanal, volume variável, com pistão de aço inox. Totalmente autoclavável com cone durável feito em PVDF resistente a choques físicos, danos químicos ou corrosão. Possui sistema digital de parada, após a configuração do volume o pistão trava garantindo precisão sem alterações.

## VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ Totalmente autoclavável;
- ✓ Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminação;
- ✓ Configuração de volume segura e precisa;
- ✓ Pipetagem em dois estágios, permite realizar a pipetagem reversa;
- ✓ Cone de ponteiros durável e autoclavável feito em PVDF resistente a choques físicos, danos químicos ou corrosão;
- ✓ Sistema digital de parada após a configuração do volume. O pistão não gira, garantindo precisão sem alterações;
- ✓ Cada pipeta tem seu número de série individual e relatório de calibrações próprias;
- ✓ Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MICROPIPETAS COM 8 CANAIS				
MODELO	FAIXA	VOLUME	PRECISÃO	C. V.
IMC-8/10	0,5 - 10 $\mu$ l	1 $\mu$ l	$\pm$ 96%	$\leq$ 4%
		5 $\mu$ l	$\pm$ 97,5%	$\leq$ 2,5%
		10 $\mu$ l	$\pm$ 98,5%	$\leq$ 1,5%
IMC-8/20	2 - 20 $\mu$ l	2 $\mu$ l	$\pm$ 96%	$\leq$ 4%
		10 $\mu$ l	$\pm$ 98,5%	$\leq$ 1,5%
		20 $\mu$ l	$\pm$ 99%	$\leq$ 1%
IMC-8/50	5 - 50 $\mu$ l	5 $\mu$ l	$\pm$ 98%	$\leq$ 2%
		25 $\mu$ l	$\pm$ 99%	$\leq$ 1%
		50 $\mu$ l	$\pm$ 99,5%	$\leq$ 0,5%
IMC-8/100	10 - 100 $\mu$ l	10 $\mu$ l	$\pm$ 98,5%	$\leq$ 1,5%
		50 $\mu$ l	$\pm$ 99,5%	$\leq$ 0,5%
		100 $\mu$ l	$\pm$ 99,5%	$\leq$ 0,5%
IMC-8/300	30 - 300 $\mu$ l	30 $\mu$ l	$\pm$ 99,2%	$\leq$ 0,8%
		150 $\mu$ l	$\pm$ 99,5%	$\leq$ 0,5%
		300 $\mu$ l	$\pm$ 99,75%	$\leq$ 0,25%



CONFIRA O VÍDEO DA SÉRIE IMC



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

## MICROPIPETAS COM 12 CANAIS

MODELO	FAIXA	VOLUME	PRECISÃO	C. V.
IMC-12/10	0,5 - 10µl	1µl	±96%	≤4%
		5µl	±97,5%	≤2,5%
		10µl	±98,5%	≤1,5%
IMC-12/20	2 - 20µl	2µl	±96%	≤4%
		10µl	±98,5%	≤1,5%
		20µl	±99%	≤1%
IMC-12/50	5 - 50µl	5µl	±98%	≤2%
		25µl	±99%	≤1%
		50µl	±99,5%	≤0,5%
IMC-12/100	10 - 100µl	10µl	±98,5%	≤1,5%
		50µl	±99,5%	≤0,5%
		100µl	±99,5%	≤0,5%
IMC-12/300	30 - 300µl	30µl	±99,2%	≤0,8%
		150µl	±99,5%	≤0,5%
		300µl	±99,75%	≤0,25%

Assistência técnica  
PERMANENTE

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 IONLAB



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Siga a IONLAB

