

Versatilidade em Pipetagem

Soluções Práticas
Para Laboratórios

Imagens meramente ilustrativas



Micropipeta
Monocanal
SÉRIE VIX

 IONLAB | **jetta**

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Micropipeta mecânica monocanal, volume variável, com pistão de aço inox. Totalmente autoclavável com cone durável feito em PVDF resistente a choques físicos, danos químicos ou corrosão. Possui sistema digital de parada, após a configuração do volume o pistão trava garantindo precisão sem alterações.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ Repouso para dedo;
- ✓ Especificações de acordo com os padrões DIN 12650 & EM-ISO 8655;
- ✓ Cone de ponteiros durável e autoclavável feito em PVDF;
- ✓ Possui pistão em aço inox, micropipeta autoclavável;
- ✓ Configuração de volume segura e precisa, garantindo exatidão no líquido pipetado;
- ✓ Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminação;
- ✓ Pipetagem em dois estágios, permite realizar a pipetagem reversa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	VOLUME	PRECISÃO	C. V.
VIX-100	0,2 - 2 μ l	\pm 12 ~ 1.5	\leq 6 ~ 0.7%
VIX-200	0,5 - 10 μ l	\pm 5 ~ 1.0	\leq 2.8 ~ 0.4%
VIX-300	2 - 20 μ l	\pm 5 ~ 1.0	\leq 1.5 ~ 0.3%
VIX-400	5 - 50 μ l	\pm 2.5 ~ 0.7	\leq 1.5 ~ 0.3%
VIX-500	10 - 100 μ l	\pm 2.5 ~ 0.7	\leq 0.7 ~ 0.15%
VIX-600	20 - 200 μ l	\pm 2.5 ~ 0.7	\leq 0.7 ~ 0.2%
VIX-700	100 - 1000 μ l	\pm 1.6 ~ 0.5	\leq 0.3 ~ 0.2%
VIX-800	0,5 - 5ml	\pm 1.5 ~ 0.6	\leq 0.3 ~ 0.2%
VIX-900	1 - 10ml	\pm 1.5 ~ 0.6	\leq 0.3 ~ 0.2%



CONFIRA O VÍDEO DA SÉRIE VIX



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Equipamento Importado
e distribuído por:

 IONLAB



WWW.IONLAB.COM.BR

Siga a IONLAB

