


Armazene suas lâminas

Com Praticidade e Segurança

Imagens meramente ilustrativas



Caixa Porta Lâminas
tipo Maleta

SÉRIES

 IONLAB | SATRA Gene

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Fabricada em polipropileno (PP), disponível nas cores azul ou cinza. Capacidade de armazenamento para até 100 lâminas;

Gene

Plásticos para Laboratórios



GERL050

SATRA



CPL-100B

CPLC-100B

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS

- ✓ Fenda (ranhura) numerada de 1 a 100 para identificação;
- ✓ Com dobradiça e fecho de pressão;
- ✓ Pode ser forrada com cortiça.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	COR	CORTIÇA	CAPACIDADE	EMBALAGEM
CPL-100B	Azul	-	100 lâminas	Unidade
CPLC-100B	Azul	SIM	100 lâminas	Unidade
GERL050	Cinza	-	50 lâminas	Unidade



CONFIRA O VÍDEO DA SÉRIE



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

