

# Simplicidade e Organização Para o Seu Laboratório

Imagens meramente ilustrativas



**Dispensador para  
Lâminas de Microscopia**

**GELD01**

**IONLAB | Gene**

# APRESENTAÇÃO

## TECNOLOGIA

Fabricado em plástico poliestireno (PS), com tampa de proteção contra o pó.

## VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS

- ✓ Dimensões (L x P x A): 100 x 120 x 140mm;
- ✓ Capacidade: 72 lâminas 26 x 76mm;
- ✓ Cada lâmina é dispensada pela rotação do botão lateral da base.



CONFIRA O VÍDEO DO GELD01



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Assistência técnica  
**PERMANENTE**

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

