

Imagens Nítidas

Explore o Micromundo
em Alta Definição

Imagens meramente ilustrativas



Lente Ocular Digital para
Microscópio

CD5000CL

 IONLAB | *BIOFOCUS*

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Oferece reprodução de imagens e vídeos em alta resolução. Esses equipamentos possuem imagens sem distorções, garantindo cores nítidas e verdadeiras. Acompanha o equipamento um adaptador universal de acoplamento que permite a instalação em microscópios e estereomicroscópios de qualquer marca ou fabricante. Além disso, as Lentes Oculares CD5000CL acompanham um cabo USB de 1.5m.

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ Câmera;
- ✓ Cabo USB de 1m;
- ✓ Adaptador de 23,2mm (inferior) / 30mm (interno) / 30.5mm (externo);
- ✓ CD do software;
- ✓ Manual em Português.



CONFIRA O VÍDEO DO CD5000CL



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODO DE CAPTURA	Foto e vídeo
PIXELS	2592x1944
SENSOR DE IMAGEM	1/2.5/5 mp
TAMANHO DOS PIXELS	2.2 x 2.2µm
ALCENCE DINÂMICO	70.1 dB
DIÂMETRO DO TUBO DA CÂMERA	23.2mm, 30mm
FAIXA DE ESPECTRO	400-650nm (com filtro infravermelho)
CONEXÃO USB	10fps@2592x1944
INTERFACE	USB 2.0
CONSUMO DE ENERGIA	381mW
BALANÇO DE BRANCO	Automático e manual
TAMANHO DO CABO USB	1.5m
MODELO DE VISUALIZAÇÃO	2592x1944, 2048x1536, 1600x1200, 1280x1024, 640x480, 352x288, 320x240
RESPOSTA DE ATUALIZAÇÃO	1.4V/lux-sec

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Siga a IONLAB

