

Precisão e Qualidade de Imagem

Melhore a Performance
do Seu Microscópio

Imagens meramente ilustrativas



Lente Ocular Digital para
Microscópio

LOD

 IONLAB | *BIOFOCUS*

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Oferece reprodução de imagens e vídeos em computadores, através de um software. Esses equipamentos possuem imagens sem distorções, garantindo cores nítidas e verdadeiras. Acompanha o equipamento um adaptador universal de acoplamento que permite a instalação em microscópios e estereomicroscópios de qualquer marca ou fabricante. Ideal para acoplar em equipamentos binoculares, a fim de capturar via software a imagem da amostra visualizada.

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ Câmera;
- ✓ Cabo USB de 1m;
- ✓ Adaptador de 30mm;
- ✓ CD do software;
- ✓ Manual em Português.

ACOMPANHA SOFTWARE DE CRIAÇÃO DE IMAGENS: FUTURE WIN JOE.



RESOLUÇÕES

MODELO	LOD-1300	LOD-3000	LOD-5000
SENSOR DE MEGAPIXEL	1,3mp	3mp	5mp
RESOLUÇÕES	1280x1024px 640x480px 320x240px	2048x1536px 1280x1024px 1024x768px	2560x1944px 2048x1536px 1280x1024px



CONFIRA O VÍDEO DO LOD



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ZOOM DIGITAL	8x
FONTE DE ENERGIA	Cabo USB
DIÂMETRO DO TUBO DA CÂMERA	23,2mm, 30mm
FOCO UNIFORME	Sim
AMPLIAÇÃO ÓTICA	10x
SAÍDA DE IMAGEM	Porta USB
FORMATOS DA IMAGEM	JPEG, BMP e PNG
FORMATOS DE VÍDEO	WMF e AVI
FUNÇÕES DA CÂMERA	Software
COMPATIBILIDADE DO SOFTWARE	Win VISTA, Win XP, Win 7 e Win 10.
PESO DO DISPOSITIVO	100g

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Siga a IONLAB

