

Praticidade e Portabilidade

Um Medidor Completo

Imagens meramente ilustrativas



Macropipetador
KL2092

 IONLAB | 

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

O macropipetador é um instrumento ergonômico que possui um exclusivo sistema de válvulas que proporciona um melhor fluxo de ar e compressão sem esforço manual. Possui filtro hidrofóbico incorporado, substituível de 3µm, limitando a entrada e contaminação de líquidos no sistema de válvulas.

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Filtro hidrofóbico de 0,3µm;
- ✓ 1 Manual de instruções em português.



CONFIRA O VÍDEO DO KL2092



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO



VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS

- ✓ Para acoplamento em pipetas sorológicas ou volumétricas de vidro ou plástico;
- ✓ Volume de 0,1mL a 100mL;
- ✓ Preciso, confortável e simples de usar;
- ✓ Utiliza filtro hidrofóbico de 0,3µm (substituível);
- ✓ Equipamento desmontável, de fácil manutenção e limpeza.

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

