

# Praticidade e Portabilidade

## Um Medidor Completo

Imagens meramente ilustrativas



**Medidor Digital**  
**Multiparâmetros de Bancada**

# MULT-007

 IONLAB | SATRA

# APRESENTAÇÃO

## TECNOLOGIA

Obtenha a leitura de vários parâmetros em apenas um equipamento. Equipamento com bateria recarregável e com compensação automática de temperatura.

### O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 eletrodo de pH de plástico (E-64);
- ✓ 1 Eletrodo de condutividade (0~19.99ms/cm);
- ✓ 1 sensor de temperatura;
- ✓ 1 suporte para eletrodos e sonda;
- ✓ 1 chave para calibração;
- ✓ 2 fontes de alimentação;
- ✓ 2 Soluções tampão (1 pH6.86 e 1 pH4.00);
- ✓ 1 maleta para transporte.

### OPCIONAIS

- ✓ ORP-501:E-65:



# VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



VÁRIOS  
PARÂMETROS

TELA LCD  
RETROILUMINADA

- ✓ Com compensação automática de temperatura;
- ✓ Modelo a bateria e com maleta.



CONFIRA O VÍDEO DO MULT-007



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

	pH	ORP	Temperatura	EC	CF	TDS
FAIXA DE MEDIÇÃO	0~14pH	-1999 ~ +1999mV	0~100°C	0~19.99ms/cm	0~199.9CF	10~19990ppm
RESOLUÇÃO	0.01pH	1mV	0.1°C	0.01ms/cm	0.1CF	10ppm
PRECISÃO	±0.01pH	±n×0.1%±1 (digito, mV)	±0.4°C	±2%F.S	±2%F.S	±2%F.S
COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA	Automática 0-95°C					
CALIBRAÇÃO	pH: Manual, 1 ou 2 pontos; EC,CF,TDS: Manual, 1 ponto					
ENERGIA	Fonte DC9.6V/100mA (Bivolt: 1 Fonte 110V e 1 Fonte 220V). Bateria recarregável 9v					
DIMENSÕES	208x200x76mm					
PESO	500g					
CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO	5~60°C, Umidade Relativa ≤95%					

Assistência técnica  
PERMANENTE

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Siga a IONLAB

