

Pipetagem Precisa e Ágil

Ferramentas Essenciais
para Seu Laboratório



**Micropipeta
Monocanal Eletrônica
SÉRIE M**

 IONLAB | **jetta**

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

Equipamento confiável que possui tratamento anti-microbiano. Fabricado com componentes especiais para a prevenção de bactérias e a parte inferior pode ser esterilizada em alta temperatura.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ **Precisão e estabilidade superior:** Os sistemas de controle de movimento são inteligentes e integrados em um único chip (microprocessado) que permite que o usuário faça pipetagens extremamente rápidas.
- ✓ **Limpeza:** Possui função de limpeza automática, eliminando a possibilidade de re-aspiração causada pela operação falsa, minimizando a retenção de amostra.
- ✓ **Mecanismo de fácil manutenção:** Possibilidade de montar e desmontar todos os componentes sem a necessidade de ferramentas.
- ✓ **Esterelização:** A esterilização ultravioleta pode ser realizada sem desmontar qualquer parte da pipeta.
- ✓ Possui 5 modos comuns de operação e 4 modos especiais que permitem acesso as funções completas exigidas nos laboratórios. O modo manual suporta funções como múltiplas aspirações, múltiplas dispensações, mudança de direção e medição do volume.
- ✓ Pode ser gravado até 6 registros para acesso rápido das funções.
- ✓ Possui 9 níveis de velocidade para se adequar aos diferentes tipos de líquidos.

- ✓ Display LCD colorido;
- ✓ Repouso para dedo;
- ✓ Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminação;
- ✓ Configuração de volume segura e precisa;
- ✓ Eixo no formato ideal que permite utilização em tubos estreitos e profundos;
- ✓ Parte inferior autoclavável a 121°C. Todo o mecanismo é resistente a agentes corrosivos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO	FAIXA	INCREMENTO	PONTEIRAS COMPATÍVEIS
M10	0,2 ~ 20µL	0,01µL	10µL
M100	5 ~ 200µL	0,1µL	200µL e 300µL
M1200	100 ~ 1200µL	1µL	1000µL e 1200µL
M5000	500 ~ 5000µL	5µL	5ml
M10000	1 ~ 10ml	0,01ml	10ml



CONFIRA O VÍDEO DA SÉRIE M



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

