

Controle Total do pH

Resultados Confiáveis
em Cada Medição

Imagens meramente ilustrativas



**pHmetro de Bancada
com Calibração Automática**

PHS-3E-BI

para pH, mV (ORP) e Temperatura

 IONLAB | SATRA

APRESENTAÇÃO

TECNOLOGIA

O pH-3E possui uma tela LCD de fácil visualização que demonstra as leituras de pH, mV e temperatura aferidas pelo instrumento. Calibração automática até 3 pontos (neutro + ácido ou neutro + básico). Estável e de fácil operação, realiza compensação de temperatura automática ou configuração manual.

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 medidor de pH, ORP e temperatura;
- ✓ 1 eletrodo de pH de plástico (E-64);
- ✓ 1 sonda de temperatura;
- ✓ 1 suporte para eletrodos e sonda;
- ✓ 1 cabo de alimentação;
- ✓ 1 manual de operação em português.

CONDIÇÕES DE TRABALHO

- ✓ **ORP-501:** Eletrodo ORP;
- ✓ **E-65:** Eletrodo de pH de vidro.

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



- ✓ Tela de LCD;
- ✓ Calibração automática;
- ✓ Realiza compensação de temperatura automática ou manual.



CONFIRA O VÍDEO DO PHS-3E-BI



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | PH | mV (ORP) | TEMPERATURA (°C) |
|------------------------|---|---------------------|------------------|
| ALCANCE | 0,00 ~ 19,99 | -1999,00 ~ +1999,00 | 0,0 ~ 100,0 |
| RESOLUÇÃO | 0,01 | 1,00 | 1,0 |
| PRECISÃO | ±0,01 | ±1,00 | ±1,0 |
| COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA | - | - | 0,0 ~ 100,0 |
| CALIBRAÇÃO | Automática até 3 pontos | | |
| ALIMENTAÇÃO | Bivolt com chave seletora, 110v ou 220v | | |
| DIMENSÕES (L X A X C) | 175 x 95 x 275mm | | |
| PESO | 1kg | | |
| CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO | Temperatura: 5 ~ 40°C. Umidade Relativa: ≤85% | | |

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Siga a IONLAB

