

# Precisão ao Seu Alcance

A Excelência em  
Medição de pH

Imagens meramente ilustrativas



pHmetros de Bolso

**PH-002**  
**PH-003**

 IONLAB | SATRA

# APRESENTAÇÃO

## TECNOLOGIA

O medidor de pH portátil, tipo de bolso é um instrumento que realiza uma ampla gama de tarefas, ideal para aquários, alimentos, bebidas, escolas, indústrias, laboratórios, piscinas, entre outros. Modelos com visor LCD de fácil uso e rápida resposta.

### O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 medidor de pH portátil;
- ✓ 1 estojo de armazenamento;
- ✓ 1 manual de operação;
- ✓ Sache inicial de pH.

### CONDIÇÕES DE TRABALHO

- ✓ **ORP-501:** Eletrodo ORP;
- ✓ **E-65:** Eletrodo de pH de vidro.

## VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS





### VISOR LCD

- ✓ com indicação dupla (pH e temperatura)




### 3 BATERIAS

- ✓ Tipo "botão" (LR44) não inclusas



### FUNÇÃO HOLD

- ✓ (congelamento de leitura).



### SENSORES

- ✓ De temperatura e de vidro, além de Referência Externa



### MODELO PH-003



CONFIRA O VÍDEO DA LINHA PH



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MODELO		PH-002	PH-003
pH	FAIXA DE MEDIÇÃO	0,00~14,00pH	0,00~14,00pH
	RESOLUÇÃO	0,01pH	0,01pH
	PRECISÃO	±0,01pH	±0,01pH
TEMPERATURA	FAIXA DE MEDIÇÃO	-	0,1~60,0°C
	RESOLUÇÃO	-	0,1°C
	PRECISÃO	-	±0,5°C
ALIMENTAÇÃO		2x 1,5V (LR44)*	3x 1,5V (LR44)*
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO		0~60°C	0~60°C
CALIBRAÇÃO		3 pontos, calibração automática	3 pontos, calibração automática
DIMENSÕES		155 x 31 x 18mm	183 x 37 x 37mm
PESO		50g	80g

Assistência técnica PERMANENTE

30 dias de garantia exceto eletrodo para o PH-002;  
60 dias de garantia exceto eletrodo para o PH-003.

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Siga a IONLAB

