


# Pipetagem Simples e Precisa

## Desempenho Consistente

Imagens meramente ilustrativas



**Pipetador manual de  
borracha de três vias**

**40148-01**

**IONLAB** | **ION** PIPET

# APRESENTAÇÃO

## TECNOLOGIA

Pipetador manual para um controle preciso da sucção e da dispensação de líquidos e soluções através de pipetas volumétricas ou sorológicas. Possui três válvulas com esferas que garantem uma pipetagem segura quando utilizado com produtos químicos perigosos.

## VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS

- ✓ Utilizável com pipetas sorológicas ou volumétricas de vidro ou de plástico;
- ✓ Embalagem com uma unidade.



CONFIRA O VÍDEO DO 40148-01



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Assistência técnica  
**PERMANENTE**

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

