

# Simplifique a Pipetagem

com Precisão e  
Confiabilidade

Imagens meramente ilustrativas



**Pipetador PI-PUMP  
30111**

**IONLAB** | **ION** PIPET

# APRESENTAÇÃO

## TECNOLOGIA

Equipamento de fácil operação, corpo em plástico e bocal desmontável para facilitar a limpeza. Encaixe em silicone próprio para utilização em pipetas sorológicas de plástico ou vidro. Possui roldanas móveis para aspiração e válvula de pressão para dispensação parcial ou total de volumes.



**30111-21**

Pipeta na cor azul com volume de 2ml.



**30111-22**

Pipeta na cor verde com volume de 10ml.



**30111-23**

Pipeta na cor vermelha com volume de 25ml.



CONFIRA O VÍDEO DO 30111



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Assistência técnica  
**PERMANENTE**

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

