


Medição de Índice de Refração com Máxima Eficiência



**Refratômetro de
Bancada ABBE
AR1000**

IONLAB | **Megabrix**
Refratômetros

APRESENTAÇÃO


TECNOLOGIA

Os Refratômetros do tipo Abbe são caracterizados pelo seu fácil manuseio e quantidades mínimas de amostras. Esses dispositivos permitem que amostras transparentes ou translúcidas na forma de sólidos ou pastas sejam medidas tão facilmente quanto os líquidos.

O refratômetro de bancada Abbe AR1000 possui visor de temperatura LCD, termômetro digital e acompanha maleta para transporte* (Maleta disponível somente no modelo AR1000C). Pode ser usado nos segmentos clínico, alimentício, automobilístico, entre outros.

*Verifique o modelo

VANTAGENS E CARACTERÍSTICAS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

FAIXA DE MEDIÇÃO DE ÍNDICE REFRAATIVO (ND)	1,300 ~ 1,700
FAIXA DE MEDIÇÃO BRIX (%BRIX)	0 ~ 95
DIVISÃO MÍNIMA DE ÍNDICE REFRAATIVO (ND)	0,0002
DIVISÃO MÍNIMA DE %BRIX	0,25
VALOR MÍNIMO DA CONSISTÊNCIA DO AÇÚCAR (%BRIX)	0,25
TAXA DE MEDIÇÃO DE TEMPERATURA (°C)	-50°C ~ 70°C
DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO	90x230x180mm
PESO	3kg

O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Termômetro digital;
- ✓ 1 Prisma padrão para verificar a calibração;
- ✓ 1 Pipeta de Pasteur;
- ✓ 1 Chave de fenda;
- ✓ 1 Maleta em alumínio*;
- ✓ 1 Manual de instruções em português.

*Modelo AR1000S não acompanha a maleta em alumínio.

Modelo AR1000C Acompanha Maleta



CONFIRA O VÍDEO DO AR1000



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

Equipamento Importado
e distribuído por:

 **IONLAB**



WWW.IONLAB.COM.BR

Assistência técnica
PERMANENTE

Garantia de 12 meses
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

