

# Medição de Índice de Refração com Máxima Eficiência



Refratômetro Portátil  
de Poliestireno  
**SÉRIES**

 IONLAB | **Megabrix**  
Refratômetros

# APRESENTAÇÃO

## TECNOLOGIA

O refratômetro portátil de poliestireno Megabrix é um equipamento de estrutura muito simples, resistência à choque, visualização clara, baixo custo e de fácil operação e transporte. Todos os refratômetros que compõe essa linha possuem sistema de compensação automática da temperatura.


### O EQUIPAMENTO ACOMPANHA

- ✓ 1 Pipeta de Pasteur;
- ✓ 1 Manual de operação.
- ✓ 1 Flanela;

\*Opção de modelos com luz de LED.

## AMPLA UTILIZAÇÃO

A série PEI possui uma linha completa de modelos com escalas para todas as aplicações do mercado: escalas BRIX para análises de alimentos e bebidas, fermentação, apicultura, fruticultura, entre outras; escala salinidade para aquicultura, aquários e produção de soros; escala proteína sérica e gravidade e específica para análise clínica e veterinária; e escalas para áreas automotiva e industrial.



CONFIRA O VÍDEO DA SÉRIE



SAIBA MAIS SOBRE O EQUIPAMENTO

Imagens meramente ilustrativas. Os produtos podem ter suas especificações de cor e tamanho alteradas sem aviso prévio, devido a constantes melhorias em nossa linha.

SÉRIES	MODELO	TEMP.	ESCALA	FAIXA DE MEDIÇÃO	DIVISÃO MÍNIMA	PRECISÃO
Brix%	PEI-RHB-32ATC	ATC	Brix	0 ~ 32%	0,2%	±0.20%
	PEI-RHC-200ATC	ATC	Gravidade Específica da Urina	1000 ~ 1050 SG	0.005sg	±0.005sg
			Proteína Sérica	0 ~ 12 g/dL	0,2 g/dL	±0.2g/dl
			Índice de Refração	1.330 ~ 1.360 RI	0.0005RI	±0.0005RI

\*Outros tipos de refratômetros, como de salinidade e industriais, podem ser solicitados por encomenda. Consulte nossos vendedores para mais informações.

Equipamento Importado  
e distribuído por:

 **IONLAB**



[WWW.IONLAB.COM.BR](http://WWW.IONLAB.COM.BR)

Assistência técnica  
**PERMANENTE**

Garantia de 12 meses  
contra defeitos de fabricação

Siga a IONLAB

